



**sharpsafe**  
SHARPSAFE 5<sup>ÈME</sup> GENERATION 

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## Données générales

Code produit	SHA-51152610
Code GTIN	5056271508498
Nom du produit	Sharpsafe® 5 <sup>ème</sup> GEN. 13 litres
Description	Boîte pour objets perforants 13 litres composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

## Caractéristiques

Volume nominal	13 l
Volume total	12,39 l
Volume utile	10,32 l
Charge maximale	2 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sachet interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	292 mm
largeur	195 mm
Hauteur	353 mm
Ouverture	210 x 65 mm
Hauteur limite de remplissage	278 mm
Poids	676 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + PP vierge 100% (couvercle) + PP recyclé 100% (volet)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	63%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)



## Données logistiques

Quantité par carton	20
Poids du carton	15,5 Kg
Dimensions du carton (LxlxH)	585 x 385 x 580 mm
Volume du carton	130,6305 dm <sup>3</sup>
Quantité par palette	280 unités
Poids de la palette	232 Kg
Dimension de la palette (LxlxH)	120 x 80 x 230 cm

## Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

## Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group