



# Sharpsafe® 0,45 l

Conditionner les déchets médicaux perforants

SHA-4170x610



Ouverture large sans déconnexion  
SHA-41702610

Déconnexion d'aiguilles et de stylo injecteur  
SHA-41703610

Déconnexion lames de scalpel  
SHA-41704610 (uniquement sur commande)

Ouverture large avec déconnexion d'aiguilles simples  
SHA-41707610

## Caractéristiques

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide
- Couvercle à ouverture simple pression
- 4 types d'ouvertures disponibles (voir ci-dessus)
- Fermeture double position provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Instructions d'utilisation en français et en néerlandais sur l'étiquette
- Munie d'une poignée
- Utilisable de façon mono manuelle grâce aux fixations
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF 302, TRBA 250 (détail au verso)
- Origine du produit : Union Européenne



## Informations techniques

- Matériaux : 100 % polypropylène (sans latex)
- Capacité réelle : 0,45 l
- Capacité utile : 0,35 l
- Dimensions de l'ouverture : 40 x 30 mm
- Dimensions du container avec couvercle : 170 (h) x 105 (L) x 50 (l) mm
- Poids : 0,087 kg

## Conditionnement

- Quantité par carton : 100
- Dimensions du carton : 350 (h) x 510 (L) x 450 (l) mm
- Poids : 9,2 kg
- Volume : 0,080 m³
- Nombre de cartons par palette : 24
- Dimensions de la palette : 222 (h) x 120 (L) x 100 (l) cm
- Poids de la palette : 221 kg

## Conformité

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.                                  |
|  | La marque NF 302 est une garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits par le Laboratoire National d'Essais en France.                               |
|  | La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. Cette norme est certifiée via Kitemark.                     |
|  | Les TRBA 250 sont des règles techniques relatives aux agents biologiques publiées en Allemagne. Leur objectif principal est la réduction des blessures par piqûres d'aiguilles.                      |
|  | La législation ADR précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés (UN 3291). |
|  | Management de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003<br>Management environnemental : ISO 14001:2004                                                                                            |
|  | Le conteneur ouvert et vide est autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302) suivant les instructions, sauf les modèles avec joint collé Hot Melt.                                        |