



sharpsafe
SHARPSAFE 5^{ÈME} GENERATION 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Données générales

Code produit	SHA-51652610
Code GTIN	5056271508320
Nom du produit	Sharpsafe® 5 ^{ème} GEN. 0,8 litre
Description	Boîte pour objets perforants 0,8 litre composée de 1 cuve + 1 couvercle à assembler
Marque	Sharpsafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Boîte pour objets perforants
Indication	Tri, protection, transport, élimination des déchets à risque infectieux solides et perforants

Caractéristiques

Volume nominal	0,8 l
Volume total	0,79 l
Volume utile	0,67 l
Charge maximale	0,31 Kg
Aspect cuve	Neutre gris foncé
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Jaune
Couleur sachet interne	NC
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	108 mm
largeur	90 mm
Hauteur	149 mm
Ouverture	58 x 36 mm
Hauteur limite de remplissage	122 mm
Poids	103 g
Matières	Polypropylène recyclé 100% (cuve) + Polypropylène vierge 80% & recyclé 20% (couvercle)
Absence de latex et de phtalates	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	73%
Autoclavable	Oui
Conditions d'autoclavage	134° pendant 18 min. couvercle ouvert
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	1
Accessoires disponibles	Bases, plateaux, supports chariot (voir la brochure et le tableau des compatibilités)


Données logistiques

Quantité par carton	120
Poids du carton	12,7 Kg
Dimensions du carton (LxlxH)	540 x 380 x 428 mm
Volume du carton	87,8256 dm ³
Quantité par palette	2400 unités
Poids de la palette	269 Kg
Dimension de la palette (LxlxH)	120 x 80 x 230 cm

Certifications

ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	Oui
Label qualité	BSI Kitemark - (NF 302 en cours)
TRBA250	Oui
NFX30-507:2018	NC
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Oui
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Oui

Données fabricant

Fabriqué en	Royaume Uni
Par	Frontier Plastics Ltd
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group