



MoliCare® Premium Lady pants 5 et 7 gouttes

Slip absorbant spécifique femme



Référence	Taille	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN palette
915867	5 G taille M	4052199275840	4052199275857	4052199275864
915868	5 G taille L	4052199275871	4052199275918	4052199275925
915877	7 G taille M	4052199275932	4052199275949	4052199275956
915870	7 G taille L	4052199276830	4052199276847	4052199276854

Produit

Sous-vêtement absorbant avec un triple coussin absorbant assurant une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.

Le voile externe en nontissé ultra doux et souple au toucher textile est intraversable et respirant.

Spécialement adapté à l'anatomie féminine, le produit est confortable dans toute situation.

MoliCare® Premium Lady pants se met et s'enlève comme un sous-vêtement classique ou peut être retiré en déchirant les coutures latérales de la ceinture.

Protection active de la peau

Grâce à son pH 5,5, neutre à la peau, le coussin diffuseur aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour faiblesse urinaire.

MoliCare® Premium Lady pants 5 et 7 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- un nontissé externe hydrophile traité à l'Aloe Vera, recouvrant la zone ultra absorbante traité à l'Aloe Vera,
- un triple coussin absorbant constitué d'un coussin diffuseur, de superabsorbant et de cellulose défibrée,
- 2 x 2 élastiques souples à l'entrejambe,
- un voile externe intraversable et respirant en nontissé au toucher textile.

Caractéristiques :

Référence	Taille	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit	Tour de hanches
915867	5 G taille M	730 +/- 15 mm	660 +/- 8 mm	44 g env.	80 - 120 cm
915868	5 G taille L	780 +/- 15 mm	810 +/- 8 mm	51 g env.	100 - 150 cm
915877	7 G taille M	730 +/- 15 mm	660 +/- 8 mm	67 g env.	80 - 120 cm
915870	7 G taille L	830 +/- 15 mm	810 +/- 8 mm	71 g env.	100 - 150 cm



Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition : 1ère miction	Relargage : 1ère miction	Vitesse d'acquisition : 2ème miction	Relargage : 2ème miction
915867	50 ml : 25 max. 50 s	50 ml : max. 0,3 g	50 ml : 50 max. 100 s	100 ml : max. 3,5 g
915868	50 ml : 25 max. 50 s	50 ml : max. 0,3 g	50 ml : 50 max. 100 s	100 ml : max. 3,5 g
915877	50 ml : 25 max. 50 s	50 ml : max. 0,3 g	50 ml : 50 max. 100 s	100 ml : max. 3,5 g
915870	25 ml : 25 max. 50 s	50 ml : max. 0,3 g	25 ml : 50 max. 100 s	100 ml : max. 3,5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
915867	843 ml +/- 7 %
915868	844 ml +/- 7 %
915877	1442 ml +/- 7 %
915870	1373 ml +/- 7 %

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Premium Lady pants sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton.
Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
915867	5 G taille M	8	8	48
915868	5 G taille L	7	8	48
915877	7 G taille M	8	4	50
915870	7 G taille L	7	4	45

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
915867	5 G taille M	140 x 135 x 185 mm	395 x 290 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915868	5 G taille L	140 x 135 x 190 mm	395 x 290 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915877	7 G taille M	185 x 170 x 220 mm	390 x 236 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915870	7 G taille L	185 x 170 x 230 mm	390 x 255 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm