



MoliCare Premium Form

Protections anatomiques



Référence	Taille / Niveau d'absorption	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
168119	Normal - 3 gouttes	4052199261690	4052199105321	4052199261706
168019	Normal Plus - 4 gouttes	4052196266824	4052199104416	4052199266831
168219	Extra - 5 gouttes	4052199266886	4052199105338	4052199266893
168319	Extra Plus - 6 gouttes	4052199266947	4052199104454	4052199266954
168719	Super - 7 gouttes	4052199267005	4052199104386	4052199267012
168919	Super Plus - 8 gouttes	4052199267067	4052199104430	4052199267074
168619	Maxi - 9 gouttes	4052199267128	4052199105345	4052199267135

Produit

Protection anatomique constituée d'un triple coussin absorbant "Dry Plus", de barrières fécales anti-fuites hydrophobes, incurvées et intégrales, d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Le triple coussin absorbant assure une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat.

Le voile externe en nontissé au toucher textile, souple, doux et intraversable assure confort et sécurité au patient.

Protection active de la peau

Le triple coussin absorbant exclusif Hartmann comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

Indications / Classification

Pour l'incontinence urinaire et/ou fécale des personnes valides, semi-valides ou dépendantes faciles à mobiliser.

MoliCare Premium Form est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

- Un nontissé externe hydrophile, placé dans la zone ultra-absorbante.
- Un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques type lycra faisant office de barrières fécales anti-fuites, incurvées et intégrales.
- Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
- 2 x 2 élastiques souples (qualité fils lycra) à l'entrejambe assurant une parfaite étanchéité.
- Un voile externe intraversable au toucher textile sur lequel est imprimé le nom du produit et le code couleur pour différencier facilement le niveau d'absorption :

MoliCare Premium Form Normal 3 gouttes : code couleur jaune clair

MoliCare Premium Form Normal Plus 4 gouttes : code couleur jaune

MoliCare Premium Form Extra 5 gouttes : code couleur vert

MoliCare Premium Form Extra Plus 6 gouttes : code couleur bleu

MoliCare Premium Form Super 7 gouttes : code couleur rose

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS

67607 SELESTAT Cedex - France

Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99

contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



MoliCare Premium Form Super Plus 8 gouttes : code couleur violet

MoliCare Premium Form Maxi 9 gouttes : code couleur bleu marine

- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation de la protection.

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit
168119	525 +/-30 mm	280 +/-10 mm	51 g env.
168019	620 +/-30 mm	295 +/-10 mm	59 g env.
168219	620 +/-30 mm	295 +/-10 mm	64 g env.
168319	690 +/-30 mm	310 +/-10 mm	94 g env.
168719	690 +/-30 mm	310 +/-10 mm	99 g env.
168919	690 +/-30 mm	310 +/-10 mm	106 g env.
168619	690 +/-30 mm	310 +/-10 mm	129 g env.

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1ère miction	Relargage 1ère miction	Vitesse d'acquisition 2ème miction	Relargage 2ème miction
168119	50 ml : 25 max. 40 s	50 ml : 0,3 max. 0,5 g	50 ml : 50 max. 80 s	50 ml : 3,5 max. 5,0 g
168019	50 ml : 25 max. 40 s	50 ml : 0,3 max. 0,5 g	50 ml : 50 max. 80 s	50 ml : 3,5 max. 5,0 g
168219	100 ml : 70 max. 90 s	100 ml : 0,3 max. 0,5 g	100 ml : 115 max. 140 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 g
168319	100 ml : 70 max. 90 s	100 ml : 0,3 max. 0,5 g	100 ml : 115 max. 140 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 g
168719	150 ml : 110 max. 140 s	150 ml : 0,3 max. 0,5 g	150 ml : 160 max. 190 s	300 ml : 3,5 max. 5,0 g
168919	200 ml : 110 max. 140 s	200 ml : 0,3 max. 0,5 g	200 ml : 160 max. 190 s	400 ml : 3,5 max. 5,0 g
168619	200 ml : 110 max. 140 s	200 ml : 0,3 max. 0,5 g	200 ml : 160 max. 190 s	400 ml : 3,5 max. 5,0 g

Référence	Absorption Rothwell
168119	1155 ml +/- 7%
168019	1483 ml +/- 7%
168219	1626 ml +/- 7%
168319	2377 ml +/- 7%
168719	2494 ml +/- 7%
168919	2777 ml +/- 7%
168619	3239 ml +/- 7%

Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Allemagne

Présentation / Conditionnement

Les produits MoliCare Premium Form sont conditionnés en sachets soudés (en polyéthylène compact) puis en carton.

Le numéro de lot figurant sur le produit, le sachet et le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168119	30	4	20
168019	30	4	24
168219	30	4	24
168319	30	4	16
168719	30	4	16
168919	30	4	16
168619	14	4	16

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168119	370 x 170 x 240 mm	498 x 381 x 358 mm	1200 x 800 x 1940 mm
168019	290 x 190 x 260 mm	595 x 393 x 275 mm	1200 x 800 x 1800 mm
168219	290 x 190 x 260 mm	595 x 393 x 275 mm	1200 x 800 x 1800 mm
168319	385 x 210 x 270 mm	555 x 395 x 436 mm	1200 x 800 x 1894 mm
168719	385 x 210 x 270 mm	555 x 395 x 436 mm	1200 x 800 x 1894 mm
168919	385 x 210 x 270 mm	555 x 395 x 436 mm	1200 x 800 x 1894 mm
168619	380 x 200 x 270 mm	555 x 395 x 421 mm	1200 x 800 x 1834 mm