



## MoliMed® for Men Protect

### Protection anatomique

Référence  
168705

Code EAN carton  
4049500348317

Code EAN demi-palette  
4052199002378

Code EAN palette  
4049500605069



### Produit

Protection absorbante très discrète avec barrières anti-fuites latérales.

### Indications / Classification

Pour incontinence légère chez l'homme, plus particulièrement destinée à des patients mobiles et actifs. Sa forme anatomique lui confère un port discret et confortable.

Sa bande adhésive lui permet une fixation efficace aux sous-vêtements ou aux slips filets MoliCare Premium Fixpant long leg.

MoliMed® for Men Protect est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications



#### Composition :

- Un voile de nontissé en polypropylène cardé.
- Un voile non-tissé.
- Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée et de superabsorbant.
- Attache adhésive de grande dimension, qui permet une fixation aisée au slip ou au slip-filer MoliCare Premium Fixpant long leg.

#### Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit
168705	345 +/- 12 mm	180 +/- 6 mm	22,2 g env.

#### Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1ère miction	Relargage 1ère miction	Vitesse d'acquisition 2ème miction	Relargage 2ème miction
168705	50 ml : max 40 s	50 ml : max 0,2 g	50 ml : max. 70 s	100 ml : max. 2,5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
168705	475 ml +/- 7%

\*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS  
67607 SELESTAT Cedex - France  
Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99  
contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
168705	14	12	30

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
168705	210 x 105 x 150 mm	438 x 314 x 331 mm	1200 x 800 x 1805 mm