

MoliCare® Premium Men pants 5 et 7 gouttes

Slip absorbant spécifique homme

Référence	Taille	Code EAN sachet	Code EAN carton	Code EAN palette
915817	5 G taille M	4052199275727	4052199275734	4052199275741
915818	5 G taille L	4052199275758	4052199275765	4052199275772
915827	7 G taille M	4052199275789	4052199275796	4052199275802
915828	7 G taille L	4052199275819	4052199275826	4052199275833



Produit

Slip absorbant spécialement adapté à l'anatomie masculine constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales et d'un voile externe en nontissé.

Le triple coussin absorbant assure une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.

Le voile externe en nontissé gris au toucher textile est intraversable et respirant.

MoliCare® Premium Men pants se met et s'enlève comme un sous-vêtement classique. Il peut être retiré en déchirant les coutures latérales de la ceinture.

Protection active de la peau

Le triple coussin absorbant comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour incontinence urinaire.

MoliCare® Premium Men pants 5 et 7 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition:

- un nontissé externe hydrophile, recouvrant la zone ultra absorbante,
- un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrières anti-fuites,
- un triple coussin absorbant constitué d'un coussin diffuseur, de superabsorbant et de cellulose défibrée,
- une ceinture élastiquée en nontissé gris,
- 2 x 3 élastiques à l'entrejambe,
- un voile externe en nontissé gris au toucher textile, intraversable et respirant.

Caractéristiques :

Référence	Taille	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit	Tour de hanches
915817	5 G taille M	750 +/- 15 mm	660 +/- 8 mm	55 g env.	80 - 120 cm
915818	5 G taille L	850 +/- 15 mm	810 +/- 8 mm	62 g env.	100 - 150 cm
915827	7 G taille M	750 +/- 15 mm	660 +/- 8 mm	65 g env.	80 - 120 cm
915828	7 G taille L	850 +/- 15 mm	810 +/- 8 mm	71 g env.	100 - 150 cm

Validée le : 17/01/2019 14:45 1/2 FTC



Performances:

Référence	Vitesse d'acquisition : 1ère miction	Relargage : 1ère miction	Vitesse d'acquisition : 2ème miction	Relargage : 2ème miction
915817	50 ml : 25 max. 50 s	50 ml : max. 0,3 g	50 ml : 50 max. 100 s	100 ml : max. 3,5 g
915818	25 ml : 25 max. 50 s	25 ml : max. 0,3 g	25 ml : 50 max. 100 s	50 ml : max. 3,5 g
915827	125 ml : 25 max. 50 s	125 ml : max. 0,3 g	125 ml : 50 max. 100 s	250 ml : max. 3,5 g
915828	100 ml : 25 max. 50 s	100 ml : max. 0.3 g	100 ml : 50 max. 100 s	200 ml : max. 3.5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
915817	974 ml +/- 7 %
915818	1001 ml +/- 7 %
915827	1455 ml +/- 7 %
915828	1412 ml +/- 7 %

^{*}Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Premium Men pants sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton. Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
915817	5 G taille M	8	4	45
915818	5 G taille L	7	4	45
915827	7 G taille M	8	4	45
915828	7 G taille L	7	4	45
Dáfáranca	Taille	Dimensions suchet	Dimensions souton	Dimensions unlette

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
915817	5 G taille M	185 x 170 x 235 mm	390 x 260 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915818	5 G taille L	190 x 170 x 245 mm	393 x 260 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915827	7 G taille M	185 x 170 x 235 mm	390 x 260 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm
915828	7 G taille L	190 x 170 x 245 mm	393 x 260 x 360 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Validée le : 17/01/2019 14:45