

| NOM DU PRODUIT<br><b>SONDE DE PLOMBIERE</b>   | DESIGNATION<br><b>SONDE RECTALE</b> |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
|---|-------------------------------------|------------|---------------|----|-------|----|-------|----|--------|----|------|----|-------|----|-----------|----|-----------|
| <b>REFERENCE(S) : 06SL07..</b>  |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>INDICATIONS</b><br>Sondage rectal, lavement évacuateur   |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>COMPOSITION</b><br>Sonde : PVC<br>Godet : PVC  |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>DESCRIPTION</b><br>Sondes en PVC<br>Godets de couleur différente selon la Ch.<br><b>Réf : 06SL07 :</b><br>Longueur 40 cm, extrémité cylindrique, 2 oeils<br>Ch. : 18-20-22-24-26-28-30<br><table border="1" data-bbox="705 804 1048 1095"><thead><tr><th>Charrières</th><th>Couleur godet</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>rouge</td></tr><tr><td>20</td><td>jaune</td></tr><tr><td>22</td><td>violet</td></tr><tr><td>24</td><td>bleu</td></tr><tr><td>26</td><td>blanc</td></tr><tr><td>28</td><td>vert kaki</td></tr><tr><td>30</td><td>gris noir</td></tr></tbody></table> |                                     | Charrières | Couleur godet | 18 | rouge | 20 | jaune | 22 | violet | 24 | bleu | 26 | blanc | 28 | vert kaki | 30 | gris noir |
| Charrières  | Couleur godet                       |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 18  | rouge                               |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 20  | jaune                               |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 22  | violet                              |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 24  | bleu                                |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 26  | blanc                               |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 28  | vert kaki                           |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| 30  | gris noir                           |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>CONDITIONNEMENT</b><br>Unitaire : Sous simple emballage<br>Boîte : 25 unités   |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>STERILISATION/ PEREMPTION</b><br>Stérilisation à l'oxyde d'éthylène<br>Date de validité : 5 ans à compter de la date de stérilisation  |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>NETTOYAGE/ DECONTAMINATION</b><br>Produit à usage unique    |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>CONTRE-INDICATIONS</b><br>Dispositif contenant du DEHP<br>Pour les populations à risque (femmes enceintes ou allaitant/ enfants), éviter une exposition répétée et/ou prolongée<br>Risque de contamination faible, car dispositif non utilisé dans une situation classée à risque  |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |
| <b>CLASSEMENT CE/ LPPR</b><br>Classe I<br> 0459<br>Fabricant français<br><br>Péters Surgical est certifié ISO 9001, ISO 13485 et ISO 11135-1, et répond aux exigences réglementaires de la Directive Européenne 93/42/CEE du Conseil de 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.  |                                     |            |               |    |       |    |       |    |        |    |      |    |       |    |           |    |           |