

Guéridon Mobil Design



Codes produits :

Référence : 230702

Caractéristiques du produit :

Largeur: 65 cm

Hauteur: 87 cm

Poids: 12 kg

Description brève du produit :

Guéridon 2 plateaux 60 x 40 cm pratique, fonctionnel, robuste et mobile.

Description du produit :

Le Guéridon Mobil Design est un outil pratique, fonctionnel et robuste, qui vous sera d'une grande utilité dans votre cabinet.

Il possède des roulettes de grande taille (diamètre : 75 mm) à double galets, ce qui permet de le déplacer facilement, même avec des appareils lourds.

Doté de 2 plateaux en stratifié gris.

Caractéristiques :

- Roulettes de déplacement grand diamètre
- Bâti est en tube acier laqué époxy blanc
- Tablettes en stratifié : 60 x 40 cm
- Hauteur entre les plateaux : 35 cm (hauteur utile : 31 cm sans barre)
- Dimensions hors tout : l. 65 x P. 56 x H. 79 cm
- Poids supporté : 50 kg en statique
- Poids : 12 kg
- Livré prêt à monter

Attributs du produit :

