

## Guéridon Mobil Design + tiroir

**Codes produits :**

Référence : 230705

**Caractéristiques du produit :**

Largeur: 65 cm

Hauteur: 87 cm

Poids: 12 kg

**Description brève du produit :**

Guéridon avec tiroir, 2 plateaux 60 x 40 cm pratique, fonctionnel, robuste et mobile.

**Description du produit :**

Le Guéridon Mobil Design avec tiroir est un outil pratique, fonctionnel et robuste, qui vous sera d'une grande utilité dans votre cabinet.

Il possède des roulettes de grande taille (diamètre : 75 mm) à double galets, ce qui permet de le déplacer facilement, même avec des appareils lourds.

Ce modèle offre un tiroir en plastique transparent intégré sous le plateau du bas, très pratique pour ranger vos appareils et accessoires de manière optimale.

Doté de 2 plateaux en stratifié gris.

Les caractéristiques du guéridon Mobil Design avec tiroir

- 
- 
- 
- 
-

- Dimensions hors tout : l. 65 x P. 56 x H. 87 cm
- Poids supporté : 50 kg en statique
- Poids : 12 kg
- Livré prêt à monter

**Attributs du produit :**