

## Guéridon pour appareils Nova

**Codes produits :**

Référence : 155136

**Caractéristiques du produit :**

Appareils: Nova Combo

Appareils: Nova Sound

**Description brève du produit :**

Ce guéridon Kinova Pro by FIRN est spécialement conçu pour une utilisation avec les appareils à ultrasons NovaSound, l'appareil combiné NovaCombo et l'appareil à ondes de choc NovaShock 2-in-1. Très pratique, il est équipé de 6 tiroirs de rangement et de roulettes pour le déplacer facilement.

**Description du produit :**

Le guéridon Kinova Pro comporte 6 tiroirs de rangement sur la colonne. De plus, il bénéficie d'un précâblage 220 V pour faciliter l'alimentation de vos appareils.

Grâce aux grandes roulettes, vous bénéficiez d'un déplacement facile partout dans votre cabinet.

Compatible uniquement avec les appareils à ultrasons NovaSound et NovaCombo ainsi que l'appareil à ondes de chocs NovaShock 2-in-1 de la marque Kinova Pro.

Appareils compatibles avec le guéridon Nova : NovaSound

Appareil à ultrason

NovaCombo

Appareil combiné : électrothérapie et ultrasons

NovaShock 2-in-1

Appareil à ondes de chocs

*Le guéridon est livré seul, sans aucun appareil.*

## Les caractéristiques du guéridon Kinova Pro

- Dimensions : 94 x 31 x 37 cm
- Dimensions piètement : 42 x 56 cm
- Poids supporté : 30 kg
- Poids : 14 kg.
- Garantie : 1 an

## Attributs du produit :