
Crâne articulé teinte naturelle - 22 pièces



Codes produits :

Référence 269235

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Ce modèle de crâne en teinte naturelle est articulé en 22 pièces. Cette version anatomique met en avant les sutures crâniennes, représentée de manière simplifiée et munies de stries d'emboîtement discrètes et solides permettant de monter les différents os pour former le crâne.

Description du produit :

Ce modèle de **crâne en teinte naturelle** est **articulé en 22 pièces**. Cette version anatomique met en avant les sutures crâniennes, représentée de manière simplifiée et munies de stries d'emboîtement discrètes et solides permettant de monter les différents os pour former le crâne.

Ce modèle est issu d'un moulage original de précision des différents os d'un véritable crâne morcelé d'origine européenne. Il convient parfaitement pour la formation en ostéopathie crânienne, et permet de comprendre la structure complexe du crâne.

Ce crâne didactique se désarticule en 22 parties osseuses et ses os ne se soudent les uns aux autres qu'au fur et à mesure du développement de la boîte crânienne. Le crâne peut être articulé et désarticulé à volonté. Tous les 22 os sont représentés dans leur teinte naturelle.

Les différents os se fixent ensemble par un système astucieux de broches internes qui ne modifient pas l'anatomie naturelle. Du fait du grand nombre d'os (22), ce système de broche a pour avantage d'être plus stable.

22 os démontables

- os pariétal (gauche et droit)
- os occipital
- os frontal
- os temporal (gauche et droit)
- os sphénoïde

-
- os ethmoïde
 - vomer
 - os zygomatique (gauche et droit)
 - maxillaire supérieur (gauche et droit) avec dents
 - os palatin (gauche et droit)
 - cornet nasal (gauche et droit)
 - os lacrymal (gauche et droit)
 - os nasal (gauche et droit)
 - mandibule avec dents

Attributs du produit :