

## Sterichamps® 88

### Feuilles de stérilisation



Référence	Taille ou dimensions
604587	1000 x 1000 mm
604588	1200 x 1200 mm
604886	600 x 600 mm
604887	750 x 750 mm
604889	900 x 900 mm

#### Produit

Feuilles de stérilisation en nontissé pour la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement.

Coloris : bleu  
Non stérile. A usage unique.

**Les Sterichamps® 88 sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.**

#### Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme système de barrière stérile pour le conditionnement des dispositifs médicaux en phase de stérilisation finale.

Sterichamps® 88 est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Fibres de cellulose : > 50%  
Fibres synthétiques : < 30%  
Liants synthétiques : < 20%  
Agents de résistance à l'humidité : 0,32% env.  
Agents liants : 0,3 % env.

##### Caractéristiques :

Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.

Caractéristiques	Norme	Standards de la norme EN 868-2: 2017	Valeurs moyennes Sterichamps® 88 bleu
Grammage	ISO 536	Cible +/- 5 %	78 g/m <sup>2</sup> +/- 5%
Haute porosité	EN 858-2: 1999 (Annexe F)	8 ml/min mini	18 ml/min
Epaisseur	ISO 12625-3	Pas d'exigence	250 µm
Résistance à la traction sens marche	ISO 1924-2	1,6 kN/m mini	2,9 kN/m
Résistance à la traction sens travers	ISO 1924-2	0,8 kN/m mini	1,2 kN/m
Résistance à la traction humide sens marche	ISO 3781	1,50 kN/m mini	2,60 kN/m
Résistance à la traction humide sens travers	ISO 3781	0,75 kN/m mini	1,10 kN/m
Résistance à l'éclatement	ISO 2758	210 kPs mini	320 kPs
Eclatement humide	ISO 3689	120 kPs mini	270 kPs
Résistance à la rupture sens marche	ISO 1924	1150 mN mini	1750 mN
Résistance à la rupture sens travers	ISO 1924	2100 mN mini	2600 mN
Allongement sens marche	ISO 1924-2	5% mini	12%
Allongement sens travers	ISO 1924-2	7% mini	11%
Test drapé	ISO 9073-9	Pas d'exigence	79%
Test hydrostatique (100 cm <sup>2</sup> - 10 mbar/min)	ISO 811	20 mbar mini	31 mbar
Fluorescence	EN 868-2: 2009 (Annexe B)	Pas d'exigence	Conforme

Les Sterichamps® 88 sont compatibles avec un cycle de stérilisation vapeur de 18 min à 134°C, conformément aux recommandations de l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011.

## Présentation / Conditionnement

Emballés dans un film en polyéthylène puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>604587</b>	1000 x 1000 mm	90 x 2	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>604588</b>	1200 x 1200 mm	70	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>604886</b>	600 x 600 mm	350	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>604887</b>	750 x 750 mm	125	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>604889</b>	900 x 900 mm	90	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.