

Sterichamps® 77

Feuilles de stérilisation

Référence	Taille ou dimensions
604580	1000 x 1000 mm vert
604581	1200 x 1200 mm vert
604582	1000 x 1000 mm bleu
604583	1200 x 1200 mm bleu
604727	750 x 750 mm vert
604729	900 x 900 mm vert
604747	750 x 750 mm bleu
604749	900 x 900 mm bleu
604892	600 x 600 mm bleu



Produit

Feuilles de stérilisation en nontissé pour la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement.

Existent en 2 coloris (bleu, vert).

Non stérile. A usage unique.

Les Sterichamps® 77 sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.

Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme système de barrière stérile pour le conditionnement des dispositifs médicaux en phase de stérilisation finale.

Sterichamps® 77 est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Fibres de cellulose : > 50%

Fibres synthétiques : < 30%

Liants synthétiques : < 20%

Agents de résistance à l'humidité : 0,32% env.

Agents liants : 0,3 % env.

Caractéristiques :

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Caractéristiques	Norme	Standards de la norme EN 868-2:2017	Valeurs moyennes Sterichamps® 77
Grammage	ISO 536	Cible +/- 5 %	57 g/m ² +/- 5%
Haute porosité	EN 858-2: 1999 (Annexe F)	8 ml/min mini	14 ml/min
Epaisseur	ISO 12625-3	Pas d'exigence	250 µm
Résistance à la traction sens marche	ISO 1924-2	1,6 kN/m mini	2,5 kN/m
Résistance à la traction sens travers	ISO 1924-2	0,65 kN/m mini	1 kN/m
Résistance à la traction humide sens marche	ISO 3781	1 kN/m mini	1,4 kN/m
Résistance à la traction humide sens travers	ISO 3781	0,5 kN/m mini	0,7 kN/m
Résistance à l'éclatement	ISO 2758	130 kPs mini	190 kPs
Eclatement humide	ISO 3689	90 kPs mini	150 kPs
Résistance à la rupture sens marche	ISO 1924	750 mN mini	1100 mN
Résistance à la rupture sens travers	ISO 1924	1000 mN mini	1550 mN
Allongement sens marche	ISO 1924-2	5% mini	10%
Allongement sens travers	ISO 1924-2	7% mini	8%
Test drapé	ISO 9073-9	85 % max	75%
Test hydrostatique (100 cm ² - 10 mbar/min)	ISO 811	20 mbar mini	30 mbar
Fluorescence	EN 868-2: 2009 (Annexe B)	Pas d'exigence	Conforme

Les Sterichamps® 77 sont compatibles avec un cycle de stérilisation vapeur de 18 min à 134°C, conformément aux recommandations de l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011.

Présentation / Conditionnement

Emballés dans un film en polyéthylène puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
604582	1000 x 1000 mm bleu	100	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604580	1000 x 1000 mm vert	100	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604583	1200 x 1200 mm bleu	75	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604581	1200 x 1200 mm vert	75	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604892	600 x 600 mm bleu	200 x 2	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604747	750 x 750 mm bleu	150	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604727	750 x 750 mm vert	150	78	791 x 2196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604749	900 x 900 mm bleu	100	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604729	900 x 900 mm vert	100	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.