

Sterichamps® S4

Feuilles de stérilisation



Référence	Taille ou dimensions
604300	600 x 600 mm
604301	750 x 750 mm
604302	900 x 900 mm
604303	1000 x 1000 mm
604304	1200 x 1200 mm

Produit

Feuilles de stérilisation en nontissé adaptées à l'emballage de l'instrumentation.

Les Sterichamps® S4 sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.

Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme systèmes de barrière stérile pour le conditionnement final des dispositifs médicaux. Pour la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou au gaz plasma.

Sterichamps® S4 est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :
SMS en polypropylène.

Caractéristiques :

Caractéristiques	Norme	Standards de la norme EN 868-2:2017	Valeurs moyennes Sterichamps S4
Grammage	ISO 536	Cible +/- 5 %	47 g/m ² +/- 5%
Haute porosité	EN 858-2: 1999 (Annexe F)	80 ml/min mini	125 ml/min
Epaisseur	ISO 12625-3	300 min	400 µm
Résistance à la traction sens marche	ISO 1924-2	1,6 kN/m mini	2,3 kN/m
Résistance à la traction sens travers	ISO 1924-2	0,7 kN/m mini	1,05 kN/m
Résistance à la traction humide sens marche	ISO 3781	1,6 kN/m mini	2,3 kN/m
Résistance à la traction humide sens travers	ISO 3781	0,7 kN/m mini	1,05 kN/m
Résistance à l'éclatement	ISO 2758	185 kPs mini	235 kPs
Eclatement humide	ISO 3689	185 kPs mini	235 kPs
Résistance à la rupture sens marche	ISO 1924	2700 mN mini	4200 mN
Résistance à la rupture sens travers	ISO 1924	4100 mN mini	7300 mN
Allongement sens marche	ISO 1924-2	24% mini	65%
Allongement sens travers	ISO 1924-2	27% mini	65%
Test hydrostatique (100 cm ² - 10 mbar/min)	ISO 811	15 mbar mini	45 mbar
Fluorescence	EN 868-2: 2009 (Annexe B)	Pas d'exigence	Conforme

Caractéristiques complémentaires :

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



Les Sterichamps® S4 sont compatibles avec un cycle de stérilisation vapeur de 18 min à 134°C, conformément aux recommandations de l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballées dans un film en polyéthylène puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
604303	1000 x 1000 mm	60	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604304	1200 x 1200 mm	50	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604300	600 x 600 mm	100 x 2	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604301	750 x 750 mm	80	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
604302	900 x 900 mm	70	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.