

Feuilles absorbantes

Feuilles absorbantes



Référence	Taille ou dimensions
604638	40 x 30 cm
604639	50 x 30 cm
646027	30 x 30 cm
646028	60 x 30 cm

Produit

Feuilles de papier absorbantes.

Non stérile.

Indications / Classification

Pour l'absorption de la condensation résiduelle pouvant se produire à l'intérieur de paniers confectionnés avec des feuilles de stérilisation (lors de stérilisation à la vapeur).

Spécifications

Composition :

99% de cellulose.

0,4% env. d'agents de résistance à l'humidité.

Caractéristiques :

Grammage : 70 g/m²

Epaisseur : 225 µm

pH extrait : entre 5,0 et 8,0

Teneur en sulfate : < 0,25 %

Teneur en chlorure : < 0,05 %

Résistance à la rupture :

- Sens marche : 2,70 kN/m

- Sens travers : 1,40 kN/m

Résistance à la rupture humide :

- Sens travers : 0,50 kN/m

Absorption totale : 250%

Les feuilles absorbantes sont résistantes aux cycles de stérilisation définis dans l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011 (relative à la réduction des risques de transmission des A.T.N.C).

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballées dans un film en polyéthylène puis conditionnées dans un carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
604638	40 x 30 cm	500	40	525 x 510 x 120 mm	1240 x 800 x 1900 mm
604639	50 x 30 cm	500	40	525 x 510 x 120 mm	1240 x 800 x 1900 mm
646027	30 x 30 cm	1000	44	525 x 510 x 120 mm	1220 x 800 x 1900 mm
646028	60 x 30 cm	500	44	610 x 380 x 140 mm	1220 x 800 x 1900 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Conditions de conservation et stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.