



## Sterifeuilles® standard

### Feuilles de stérilisation

Référence	Taille ou dimensions
646021	1000 x 1000 mm blanc
646024	1200 x 1200 mm blanc
646602	600 x 600 mm blanc
646752	750 x 750 mm blanc
646902	900 x 900 mm blanc
648002	1000 x 1000 mm vert
648122	1200 x 1200 mm vert
648300	300 x 300 mm vert
648452	450 x 450 mm vert
648502	500 x 500 mm vert
648602	600 x 600 mm vert
648752	750 x 750 mm vert
648902	900 x 900 mm vert
649002	1000 x 1000 mm bleu
649122	1200 x 1200 mm bleu
649502	500 x 500 mm bleu
649602	600 x 600 mm bleu
649752	750 x 750 mm bleu
649902	900 x 900 mm bleu



#### Produit

Feuilles de stérilisation en papier crêpé pour la stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement. Existent en 3 coloris (bleu, vert, blanc).

Non stérile. A usage unique.

**Les Sterifeuilles® standard sont conformes aux normes européennes EN ISO 11607-1 et EN 868-2.**

#### Indications / Classification

Destinées à être utilisées comme système de barrière stérile pour le conditionnement des dispositifs médicaux en phase de stérilisation finale.

Sterifeuilles® standard est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

> 99% de cellulose

Env. 0,3% d'agents liants

Env. 0,3% d'agents de résistance à l'humidité

##### Caractéristiques :

Les Sterifeuilles® standard sont compatibles avec un cycle de stérilisation vapeur de 18 min à 134°C, conformément aux recommandations de l'instruction ministérielle DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011.

Caractéristiques	Norme	Standards de la norme EN 868-2:2017	Valeurs moyennes Sterifeuilles® standard 60g
Grammage	ISO 536	Cible +/- 5 %	60 g/m <sup>2</sup> +/- 5%
Porosité	ISO 5636-3 Méthode Bendtsen (2 feuilles)	1200 ml/min mini	1750ml/min
Perméabilité à l'air	ISO 5636-3	13 µm/(Pa.s) min	19,80 µm/(Pa.s)
Diamètre de pore	EN 868-2: 2009 (Annexe E)	50µm max	25 µm
Epaisseur	ISO 12625-3	Pas d'exigence	175 µm
Résistance à la traction sens marche	ISO 1924-2	1,4 kN/m mini	2,1 kN/m
Résistance à la traction sens travers	ISO 1924-2	1,2 kN/m mini	1,6 kN/m
Résistance à la traction humide sens marche	ISO 3781	0,3 kN/m mini	0,9 kN/m
Résistance à la traction humide sens travers	ISO 3781	0,2 kN/m mini	0,5 kN/m
Résistance à l'éclatement	ISO 2758	120 kPs min	180 kPs
Résistance à la rupture sens marche	ISO 1924	500 mN mini	800 mN
Résistance à la rupture sens travers	ISO 1924	700 mN mini	1000 mN
Allongement sens marche	ISO 1924-2	10% mini	11%
Allongement sens travers	ISO 1924-2	2% mini	5%
Drapé sens marche	EN 868-2: 2009 (Annexe C)	Pas d'exigence	110 mm
Drapé sens travers	EN 868-2: 2009 (Annexe C)	Pas d'exigence	135 mm
Résistance à l'eau	EN 866-2 (Annexe D)	20 sec	25 sec
Fluorescence	EN 868-2: 2009 (Annexe B)	Pas d'exigence	Conforme

Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Emballés dans un sachet en polyéthylène puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>646021</b>	1000 x 1000 mm blanc	125	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>649002</b>	1000 x 1000 mm bleu	125	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>648002</b>	1000 x 1000 mm vert	125	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>646024</b>	1200 x 1200 mm blanc	100	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>649122</b>	1200 x 1200 mm bleu	100	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>648122</b>	1200 x 1200 mm vert	100	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>648300</b>	300 x 300 mm vert	500 x 4	44	610 x 380 x 140 mm	1220 x 800 x 1900 mm
<b>648452</b>	450 x 450 mm vert	750	40	525 x 510 x 120 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>649502</b>	500 x 500 mm bleu	250 x 2	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>648502</b>	500 x 500 mm vert	250 x 2	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>646602</b>	600 x 600 mm blanc	200 x 2	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>649602</b>	600 x 600 mm bleu	200 x 2	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>648602</b>	600 x 600 mm vert	200 x 2	52	1240 x 196 x 137 mm	1240 x 800 x 1900 mm
<b>646752</b>	750 x 750 mm blanc	175	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>649752</b>	750 x 750 mm bleu	175	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>648752</b>	750 x 750 mm vert	175	78	791 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>646902</b>	900 x 900 mm blanc	125	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>649902</b>	900 x 900 mm bleu	125	52	1041 x 196 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>648902</b>	900 x 900 mm vert	125	52	1041 x 596 x 137 mm	1200 x 800 x 1900 mm

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.