

---

# Compresse électrique Thermo Peka lombaire



## Codes produits :

Référence 256156

## caractéristiques du produit :

Longueur: 57 cm

Largeur: 46 cm

Matière: PVC

## Description brève du produit :

La compresse électrique Thermo Peka lombaire est un coussin chauffant, spécialement conçu pour soulager la zone cervicale, les épaules et tout le dos de vos patients.

Fabriqué en PVC, elle permet d'appliquer au préalable des crèmes ou des pommades, et elle est ainsi plus facile à nettoyer. Le coussin est protégé par une housse en coton lavable. La compresse possède quatre niveaux de température et chauffe en seulement 15 secondes.

## Description du produit :

La **compresse électrique Thermo Peka lombaire** est un coussin chauffant, spécialement conçu pour soulager la zone cervicale, les épaules et tout le dos de vos patients. Fabriqué en PVC, il permet d'appliquer au préalable des crèmes ou des pommades, et il est ainsi plus facile à nettoyer. Le coussin est protégé par une housse en coton lavable.

Il possède quatre niveaux de température et chauffe en seulement 15 secondes. Il est également doté d'un système d'arrêt automatique après 2 heures de fonctionnement.

La chaleur pour réduire les douleurs

La chaleur est utilisée comme agent thérapeutique depuis très longtemps, à travers l'application de linges chauds, de cires ou encore d'huiles. Aujourd'hui, les progrès et la technologie s'allient au service de la santé, pour proposer des coussins thermiques, bien plus pratiques et efficaces.

Les coussins Thermo Peka ont été conçus pour soulager les tensions musculaires et les douleurs afin d'aider vos patients à récupérer toute leur énergie, grâce aux bienfaits de la chaleur. Ces coussins/compresses sont conçus pour la détente et l'amélioration de la santé et de aspect physique.

Les plus de la compresse Thermo Peka Lombaire

- 
- Interrupteur avec 4 niveaux de réglage de température
  - Fonction spéciale chauffage rapide en 15 secondes
  - Arrêt automatique après 2 h

## **Les caractéristiques de la compresse électrique Thermo Peka lombaire**

- Modèle cervicaux lombaire : dos, épaules et cou
- Matière : PVC
- Housse 100% coton déhoussable et lavable
- Température de chauffe : de 40 à 55°C
- Alimentation : 120 W - 220 V
- Longueur câble : 2 m

### **Attributs du produit :**