
Attelle Hyperice Venom 2



Codes produits :

Référence 25613

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Les attelles chauffantes et vibrantes Hyperice Venom 2 sont les modèles les plus avancés du marché. Grâce à la technologie HyperHeat™, elles offrent une chaleur uniforme, chauffant 6 fois plus vite qu'un coussin standard pour un soulagement instantané des douleurs musculaires. Ces dispositifs ergonomiques et connectés vous permettent de personnaliser votre soin via l'application mobile Hyperice. Soulagez vos raideurs musculaires en toute simplicité !

Disponibles pour : le dos, les épaules et les jambes.

Description du produit :

Les **attelles chauffantes et vibrantes Hyperice Venom 2** sont les modèles les plus avancés sur le marché. Grâce à la technologie HyperHeat™, ces attelles diffusent une chaleur constante et uniforme, chauffant six fois plus vite qu'un coussin standard pour un soulagement instantané des douleurs et raideurs musculaires.

Disponibles pour le dos, la jambe et les épaules (droite et gauche), les dispositifs Venom 2 sont ergonomiques et connectés. Personnalisez votre expérience de soin en ajustant la température, le mode de vibration et la durée du traitement via l'unité de contrôle ou l'application mobile Hyperice, connectée en Bluetooth.

Conçus pour réchauffer rapidement et détendre les muscles, ces dispositifs portables sont à la pointe de la technologie et vous aideront à soulager toutes vos raideurs musculaires.

4 modèles disponibles

Dos

<https://youtu.be/qeLeOhfCLyg?si=mMWNpxq43u-TQAft>

Ceinture de compression permettant de plaquer la chaleur contre votre dos.

Caractéristiques :

- Dimensions : 122 x 28 x 5 cm.
- Poids : 1,04 kg.

Épaule (droite ou gauche)

<https://youtu.be/XkzPFoc1-MA?si=bV4cgMQUMc5a6H7L>

2 sangles pour un maintien et un ajustement personnalisé à l'épaule.

Caractéristiques :

- Dimensions : 114 x 56 x 5 cm.
- Poids : 0,50 kg.

Jambe

https://youtu.be/7S7PxstGs-A?si=RomOzecisjWEJcA_

2 sangles pour un maintien et un ajustement personnalisé à la jambe.

Caractéristiques :

- Dimensions : 97 x 36 x 5 cm.
- Poids : 0,50 kg.

Les équipements des attelles Hyperice Venom 2

- **Technologie HyperHeat™** : garantit une diffusion de chaleur constante et uniforme sur la zone ciblée.
- **Chauffe 6 fois plus vite** qu'un coussin chauffant standard pour soulager et apaiser instantanément les muscles courbaturés.
- **3 niveaux de température.**
- **3 modes de vibration distincts.**
- **Facile d'utilisation**, avec seulement 3 boutons de commande : puissance, chaleur et vibration.
- **Conception affinée** : pour une utilisation et une portabilité optimales
- **Bluetooth** : se connecte à l'application Hyperice via Bluetooth® pour un contrôle personnalisé.
- **En néoprène et silicone** : s'ajuste aux préférences et à la morphologie de chacun, et se nettoie facilement après usage.

Les bienfaits de l'utilisation des attelles Hyperice Venom 2

Les attelles Hyperice Venom 2 permettent de réaliser un massage apaisant et personnalisé, sur les zones ciblées par les différents modèles (dos, épaule droite, épaule gauche et jambe). Cela permet notamment de contribuer à plusieurs choses :

- Évacuer le stress.
- Évacuer les tensions musculaires.
- Apaiser des douleurs.
- Détendre les contractures musculaires.
- Préserver la souplesse et l'amplitude des mouvements au quotidien.

Composition des kits

Dos



- 1 attelle Venom 2 modèle dos.
- 1 alimentation électrique.
- 3 adaptateurs électriques supplémentaires pour recharger votre appareil où que vous soyez.

Épaule (droite ou gauche)



- 1 attelle Venom 2 modèle épaule (droite ou gauche selon le choix).
- 1 alimentation électrique.
- 3 adaptateurs électriques supplémentaires pour recharger votre appareil où que vous soyez.

Jambe



- 1 attelle Venom 2 modèle jambe.
- 1 alimentation électrique.
- 3 adaptateurs électriques supplémentaires pour recharger votre appareil où que vous soyez.

Les caractéristiques des attelles électriques Hypercie Venom 2

- Autonomie de la batterie : 3 heures.
- 3 niveaux de fréquences de vibrations :
 - Niveau 1 : 45°.
 - Niveau 2 : 50°.
 - Niveau 3 : 55°C.
- Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable.
- Matière :
 - Enveloppe/ceinture : en néoprène.
 - Surface : en silicone.

Attributs du produit :

Modèle de compresse: Dos, Epaule gauche, Epaule droite, Jambe