

Tensiomètre électronique au bras UM-211



Tensiomètre professionnel hospitalier Adulte et Pédiatrique – Fonctionne sur batterie – Validation clinique – Poignée de transport – Compatible chariot à roulettes – Compatible brassards de 12 à 50 cm

ADUM211 A&D - UM-211 Tensiomètre professionnel auto au bras - Brassard 22-32cm

Accessoires :

ADUMCUFKSLLC	A&D - Brassard XL 41-50cm pour tensiomètre UM-211
ADUMCUFKSLAEC	A&D - Brassard L 31-45cm pour tensiomètre UM-211
ADUMCUFKSAEC	A&D - Brassard M 22-32cm pour tensiomètre UM-211
ADUMCUFKSSAEC	A&D - Brassard S 16-24cm pour tensiomètre UM-211
ADUMCUFKSSSEC	A&D - Brassard XS 12-17cm pour tensiomètre UM-211
ADUMSTD002	A&D - Chariot à roulettes pour tensiomètre UM-211

- Type : Tensiomètre électronique oscillométrique avec option de mesure auscultatoire
- Modes de mesure : Oscillométrique (développé et breveté par A&D en 1984) / Auscultatoire (utilisation avec stéthoscope)
- Usage : Multi-usage pour hôpitaux et centres médicaux
- Validation clinique : Validé selon les normes ESH (European Society of Hypertension)
- Indicateur de battements cardiaques irréguliers (IHB) : Permet la détection d'arythmies, y compris la fibrillation auriculaire (AFib)
- Plage de mesure : Pression : 0 - 299 mmHg / Systolique : 60 - 279 mmHg / Diastolique : 40 - 200 mmHg / Pouls : 40 - 200 battements/min
- Affichage : Grand écran LCD incliné avec rétroéclairage
- Dimensions : 120 mm (L) x 200 mm (H) x 140 mm (P)
- Poids : 550 g (hors batterie)
- Matériau : Corps résistant aux produits chimiques pour faciliter le nettoyage selon les normes de contrôle des infections hospitalières
- Indicateur de température ambiante : Affichage de la température de la pièce en °C ou °F
- Sélection de la pression de gonflage : Automatique ou valeurs fixes (220/250/280 mmHg)
- Vitesse de dégonflage ajustable : 2.5 mmHg/sec ou 5.0 mmHg/sec
- Batterie rechargeable longue durée : 300 mesures par charge complète
- Support de brassard intégré : Avec poignée pratique pour le transport
- Protection contre les chocs : Pare-chocs résistant pour protéger contre les dommages accidentels
- Cinq tailles de brassards professionnels : XS : 12 cm à 17 cm, S : 16 cm à 24 cm, M : 22 cm à 32 cm, L : 31 cm à 45 cm, XL : 41 cm à 50 cm
- Mémoire : Enregistre les 99 dernières mesures
- Conformité : Marquage CE, conforme à la directive européenne 93/42/EEC
- Livré avec : Brassard adulte M 22-32 cm
- En option : chariot 5 roulettes en acier inoxydable avec panier
- Alimentation : Batterie 3.6V rechargeable ou adaptateur secteur (6V)
- Garantie 2 ans (hors brassard et batterie)
- Conditions d'utilisation : Température +5°C à +40°C / Humidité : 10% RH à 85% RH
- Condition de stockage et de transport : Température -20°C à +60°C / Humidité : 10% RH à 95% RH
- Code douanier : 90189010
- Origine : Chine