

Maintien A Domicile > Confort et habillement > Enfile-bas, collants et chaussettes

## Enfile-bas Donner Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Compact
- Solide
- Poignées coulissantes qui facilitent l'application
- Rotation de 90° des poignées pour une position plus confortable
- Colonne centrale avec petit butoir pour empêcher tout mouvement lors de l'application
- Colonne élargie sur sa partie supérieure - pour les personnes qui ont un mollet fort
- Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit les risques de déchirure du bas

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

[Notice d'utilisation](#)

**TOP VENTE**

**Enfile-bas Donner Homecraft - 081330869**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318884346** • TVA : **20 %**

Dim. (L x h) : **20,5 x 31cm** • Colonne (L x l x h) : **12,5 x 8,5 x 20,5cm** • Haut. Totale : **(avec poignées) 56cm**

