

TENA Wash Glove

Soft and Strong



Dénomination	Gant de toilette à usage unique doux et résistant
Dimension (+/- 7%)	155 x 230 mm
Référence	740701
Code ACL/EAN	7322540796742
Poids total (g) (+/- 7%)	5,3 g
Présentation	Boîte distributrice

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / boîte	50
	Nbre de boîtes / carton	12
	Nbre cartons / palette	30*
	Poids du carton (kg)	4,25
	Volume carton (m ³)	0,043
	Volume carton (m ³) / 100 pièces	0,007
	Site de production	Assen (Pays-Bas)

VOILE ABSORBANT	Particulièrement doux pour les peaux sensibles, même utilisé à sec. Résistant au frottement humide, ne peluche pas. Structure gaufrée très douce sertie sur les côtés pour plus de résistance, adapté à toutes les mains.	
	Couleur	Blanc
	Grammage	80g/m ²

ABSORBANT	Assure un contact agréable pendant la toilette. Les bords sont arrondis permettant de laver les yeux sans blesser ou provoquer des rougeurs	
	Composition	Non tissé Polyester Viscose

*Information non contractuelle



TENA Hygiène et Soins

Ensemble, faisons la différence

SCA HYGIENE PRODUCT SAS
Division Incontinence
Eurosquare 1
151, Bd Victor Hugo
93588 Saint-ouen Cedex
01 85 07 91 00



18/02/2016