

## Tendeur bois

### Codes produits :

Référence 221700

### caractéristiques du produit :



### Description brève du produit :

Le tendeur en bois est conçu pour être utilisé dans le cadre d'exercices de pouliothérapie. Il comporte 3 trous décalés, qui permettent de faire passer un filin, et en réduire la longueur.

### Description du produit :

Le **tendeur en bois** est conçu pour être utilisé dans le cadre d'exercices de pouliothérapie, avec une cage. Il comporte 3 trous décalés, qui permettent de faire passer un filin, et en réduire la longueur.

*Vendu à l'unité.*

### Attributs du produit :