

## Électrodes à double sorties rectangulaires

### Codes produits :

Référence 140038

### caractéristiques du produit :

Adhésives: Oui

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Dimensions: 10 x 5 cm



### Description brève du produit :

Les électrodes à double sortie sont particulièrement recommandées pour remplacer 2 électrodes carrées mises bout à bout.

Vendues par paire.

### Description du produit :

### Avantage :

Qualité : Une longévité estimée de 20 à 40 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant. La référence des électrodes sur le marché.

Les électrodes à double sortie sont particulièrement recommandées pour remplacer 2 électrodes carrées mises bout à bout.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick® Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

Il est conseillé d'appliquer un peu de gel conducteur à l'endroit où vous poser les électrodes pour prolonger leur durée de vie et améliorer la conductibilité et le confort de stimulation.

A conserver au frais de préférence.

### Les caractéristiques des électrodes à double sorties rectangulaires

- Dessus : film textile non lavable.

- Dessous : microtissage de fil métal.
- Gel hypoallergénique Multistick™ .
- Connexion universelle
- Dimensions : 10 x 5 cm
- Vendues par paire.

**Attributs du produit :**

Dimensions: 10 x 5 cm