

Kinesio Taping - Tex Classic - 4 m

Codes produits :

Référence 2347

caractéristiques du produit :

Spécificités: Classic

Longueur: 4 m

Largeur: 5 cm



Description brève du produit :

Avec plus de 40 ans de recherche et de développement, Kinesio est devenue la bande thérapeutique de choix pour soutenir les muscles, réduire les temps de récupération des blessures et aider à réduire les gonflements. En utilisant le ruban adhésif élastique Kinesio Tex Classic et des applications spécialisées, la bande fournit un soutien musculaire pendant le sport ou l'activité quotidienne sans affecter l'amplitude des mouvements. La bande de kinesio est sans latex, hypoallergénique et peut être portée plusieurs jours à la fois.

Firn est distributeur exclusif Kinesio Tape.

Description du produit :





Qu'est-ce que le Kinesio Taping ?

Le Kinesio Taping® est une façon différente d'aborder les désordres musculaires, tendineux, ligamentaires et circulatoires. Le strapping classique créé une stabilisation articulaire en limitant les amplitudes mais exerce une pression sur la zone lésionnelle ce qui induit une réduction de la circulation sous cutanée.

Le Kinesio Taping®, quant à lui, permet une liberté de mouvement et fonctionne comme une pompe en stimulant la circulation lymphatique. En effet celui-ci va augmenter l'espace interstitiel, en soulevant la peau et en créant des circonvolutions à la surface de celle-ci. Le résultat est une diminution de la pression et de l'irritation des mécanorécepteurs sous cutanée.

Kinesio® Tex Classic, la bande qui a lancé une industrie !

Kinesio continue à fournir le design mondialement connu qui a permis d'obtenir des résultats inimitables pour les praticiens du Kinesio Taping® dans le monde entier.

Qu'il s'agisse de professionnels de la santé, d'athlètes d'élite, de guerriers du week-end, de mères de famille ou de toute personne qui respire ou bouge, Kinesio® Tex Classic est une bande de haute qualité qui donne des résultats constants et fiables.

Toutes les bandes Kinesio authentiques ont leur propre papier support qui porte toujours la mention KINESIO.

les caractéristiques du Kinesio Tex Classic

- Coton de haute qualité pour la respirabilité et le confort
- Hypoallergénique et sans latex
- Résistant à l'eau
- Parfait pour une stimulation de haut niveau ciblant les muscles profonds, les ligaments et la correction des articulations
- Disponible pour les professionnels de la santé et les patients
- Apporte soutien et stabilité
- Applications faciles disponibles
- Pour des résultats optimaux, appliquer une tension comprise entre 0 et 100%.
- Recommandé pour les applications de taping des bandes I et Y
- Longueur : 4 m
- Largeur : 5 cm
- Peut être coupé et personnalisé pour n'importe quelle application de taping.
- Quelque soit la couleur, les bandes Kinesio ont les mêmes caractéristiques physiques

Livré avec guide d'application avec instructions.

Conseil thérapeutique :

Afin d'accroître l'efficacité thérapeutique des bandes Kinesio, nous vous conseillons une utilisation conjointe avec les produits de cryothérapie **Polar Frost**.

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Rouge, Noir, Beige, Bleu