

## Kinesio Taping - Tex Gold Light Touch Plus - 5 m

### Codes produits :

Référence 2344

### caractéristiques du produit :

Spécificités: Peaux sensibles

Spécificités: Visage

Longueur: 5 m

Largeur: 5 cm



### Description brève du produit :

Le Kinesio Taping Light Touch (LT) offre une formule unique, douce pour tous les types de peau, idéale pour les patients inaptes à l'utilisation de bandes thérapeutiques élastiques classiques. Conçu non seulement comme une bande pédiatrique, mais également comme une solution de premier choix pour les peaux sensibles et le face taping.

### Description du produit :



## Qu'est-ce que le Kinesio Taping ?

Le Kinesio Taping® est une façon différente d'aborder les désordres musculaires, tendineux, ligamentaires et circulatoires. Le strapping classique créé une stabilisation articulaire en limitant les amplitudes mais exerce une

pression sur la zone lésionnelle ce qui induit une réduction de la circulation sous cutanée.

Le Kinesio Taping®, quant à lui, permet une liberté de mouvement et fonctionne comme une pompe en stimulant la circulation lymphatique. En effet celui-ci va augmenter l'espace interstitiel, en soulevant la peau et en créant des circonvolutions à la surface de celle-ci. Le résultat est une diminution de la pression et de l'irritation des mécano-récepteurs sous cutanée.


## Le Kinesio Taping Light Touch, spécial peaux sensibles

### L'Orient rencontre l'Occident avec la nouvelle bande Kinesio® Tex Gold Light Touch + (LT).

Kinesio récidive en proposant une formule unique suffisamment douce pour tous les types de peaux. Plus qu'une bande pédiatrique, la Light Touch (LT) est la solution parfaite pour tous les patients qui n'étaient pas candidats à l'utilisation d'une bande thérapeutique élastique.

De la pédiatrie à la gériatrie, en passant par toute personne ayant une tendance à la sensibilité cutanée, le LT est le seul choix possible. La LT cible le derme et les couches superficielles du fascia, attirant les fluides et créant un espace dans la zone du derme. Il en résulte un mouvement doux multidirectionnel qui permet de déplacer les tissus mal alignés dans leur position correcte au moyen d'une légère stimulation similaire à celle de la mousse à mémoire de forme.

Toutes les bandes Kinesio authentiques ont leur propre papier support qui porte toujours la mention KINESIO.



### Peaux sensibles

La formulation et la douceur du Kinesio Taping Light Touch (LT) en fait une solution optimale pour les peaux délicates.



### Face Taping

Le Light Touch est également adapté à une utilisation plus esthétique, pour la réduction des rides en face taping.



## De la pédiatrie à la gériatrie

Les bébés et les personnes âgées ayant une peau plus sensible, le Kinesio Light Touch est recommandé pour le traitement de ces derniers.

## Les avantages du Kinesio Taping Light Touch

- Coton de qualité supérieure pour la respirabilité et le confort.
- Hypoallergénique et sans latex.
- Résistant à l'eau.
- Peut être porté jusqu'à 24 heures.
- Application et retrait faciles.
- Disponible en 6 couleurs pastel.
- Peut être coupé et personnalisé pour n'importe quelle application.

## Les caractéristiques du Kinesio Tex Gold Light Touch Plus

- Technologie des micro-poches d'air.
- Cible l'épiderme, le derme et le fascia.
- Pour des résultats optimaux, appliquer entre 0 et 75 % de tension.
- Longueur de la bande : 5 m.
- Largeur : 5 cm.

*Fabriqué au Japon, emballé aux États-Unis.*

## Conseil thérapeutique :

Afin d'accroître l'efficacité thérapeutique des bandes Kinesio, nous vous conseillons une utilisation conjointe avec les produits de cryothérapie **Polar Frost**.

## Attributs du produit :

Coloris / Matière: Bleu Ajsai, Jaune Himawari, Kinmokusei Orange, Rose Sakura, Violet Fuji, Vert Take