

Peha-soft® Latex Comfort

Gants d'examen



Référence	Taille
942020	XS (5-6)
942021	S (6-7)
942022	M (7-8)
942023	L (8-9)
942024	XL (9-10)

Produit

Gants d'examen sans poudre en latex naturel, non stérile et à usage unique, ambidextre et à manchette à bord roulé.

Ils possèdent une surface texturée aux doigts et un traitement par double chlorination.

Coloris: jaunâtre

Gants conformes aux Normes EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1 (AQL=1.5), EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671/ ISO 16604.

Indications / Classification

Destinés à la prévention des infections, de la transmission des germes et de la contamination croisée au cours de procédures médicales et interventions non-invasives. Utilisés par les professionnels de la santé ainsi que les utilisateurs non professionnels, en milieu médical et à domicile.

Convient également au contact alimentaire.

Peha-soft® Latex Comfort est un dispositif médical de classe I et un équipement de protection individuelle de catégorie III (SATRA 2777).

Spécifications

Composition :

Latex naturel

Revêtement interne : double chlorination

Accélérateurs : dithiocarbamates

Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT), de talcum et de thiurames

Caractéristiques :

Dimensions : longueur totale 240mm min.

Epaisseur (valeurs moyennes) :

- manchette : 0,10 mm

- paume : 0,15 mm

- doigt : 0,18 mm

Niveau de grip : bonne préhension

Force à la rupture : \geq 6N

Présence de latex.

Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement / Stockage

Présentés en boîte distributrice.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942020	XS (5-6)	100	10	90
942021	S (6-7)	100	10	90
942022	M (7-8)	100	10	90
942023	L (8-9)	100	10	90
942024	XL (9-10)	100	10	90

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942020	XS (5-6)	240 x 126 x 75 mm	396 x 257 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm
942021	S (6-7)	240 x 126 x 75 mm	396 x 257 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm
942022	M (7-8)	240 x 126 x 75 mm	396 x 257 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm
942023	L (8-9)	240 x 126 x 75 mm	396 x 257 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm
942024	XL (9-10)	240 x 126 x 75 mm	396 x 257 x 277 mm	1200 x 800 x 1812 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.

Péremption

Durée de vie : 3 ans

Précautions d'emploi

Les gants contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques y compris des réactions anaphylactiques.