

Électrodes Dura-Stick



Codes produits :

Référence C42190x

caractéristiques du produit :

Adhésives: Oui

Connecteurs: Prise femelle - Ø2 mm

Description brève du produit :

Électrodes économiques dans lesquelles le confort et les performances ne sont pas sacrifiés. Dans un souci d'hygiène, la gamme Dura-Stick et leur longévité (environ 20 séances) sont idéales pour l'utilisation d'électrodes personnalisées.

Vendues par jeu de 4 électrodes.

Description du produit :

Avantage:

Qualité : Une longévité estimée à 20 séances, c'est une solution économique.

Les électrodes au format carré sont recommandées pour stimuler les petits muscles (triceps, mollet, avant-bras...) et les rectangulaires pour stimuler les grands muscles des cuisses, abdominaux et du dos.

Les électrodes à fil Dura-Stick sont compatibles avec toutes les marques d'électrostimulateurs qui utilisent le type de connecteur banane de 2 mm.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

Il est conseillé d'appliquer un peu de gel conducteur à l'endroit où vous poser les électrodes pour prolonger leur durée de vie et améliorer la conductibilité et le confort de stimulation.

A conserver au frais de préférence.

Les caractéristiques des électrodes Dura-Stick

- Dessus : film textile non lavable.
- Dessous : film carbone.
- Gel Multistick hypoallergénique.
- Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.
- Connecteur : 2 mm femelle
- Vendues par jeu de 4 électrodes.

Attributs du produit :

Dimensions: 5 x 5 cm, 5 x 9 cm