

Électrodes Dura-Stick Plus à Snap

Codes produits :

Référence 140065x

caractéristiques du produit :

Adhésives: Oui
Connecteurs: Snap



Description brève du produit :

Composée d'un micro-tissage de fil d'acier recouvert de textile non lavable, l'électrode Dura-Stick Plus à Connecteur Snap assure une excellente conduction du courant grâce au gel hypoallergénique Multistick. Sa fabrication en fait une électrode parfaite pour l'utilisation à patient unique.

Description du produit :

Avantage :

Qualité : Une longévité estimée à 30 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant. La référence des électrodes sur le marché.

Les électrodes au format carré et rond sont recommandées pour stimuler les petits muscles (triceps, mollet, avant-bras...) et les rectangulaires pour stimuler les grands muscles des cuisses, abdominaux et du dos.

Les électrodes à fil Dura-Stick Plus à Snaps sont compatibles avec toutes les marques d'électrostimulateurs qui utilisent le type de connecteur Snap.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick® plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

Il est conseillé d'appliquer un peu de gel conducteur à l'endroit où vous poser les électrodes pour prolonger leur durée de vie et améliorer la conductibilité et le confort de stimulation.

A conserver au frais de préférence.

Les caractéristiques des électrodes à Snap Dura-Stick Plus

- Dessus : film textile non lavable.
- Dessous : microtissage de fil métal.
- Gel hypoallergénique Multistick™.
- Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.
- **Version 5 x 5 cm** : 1 connecteur Snap - Vendue par jeu de 4 électrodes
- **Version 5 x 9 cm** : 2 connecteurs Snap - Vendue par jeu de 2 électrodes
- Version 10 x 5 cm : 1 connecteur Snap - Vendue par jeu de 2 électrodes

Attributs du produit :

Dimensions: 5 x 5 cm, 5 x 9 cm, 10 x 5 cm