

Haricot jetable



Codes produits :

Référence 550100

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Description du produit :

Haricot jetable

Ce **haricot jetable**, à usage unique, est un récipient universel léger et solide, destiné à recevoir les pansements souillés et tous déchets médicaux. De forme ergonomique, de haricot jetable peut être maintenu contre le corps du patient.

Les caractéristiques du haricot jetable

- Vendu à l'unité
- En fibre de cellulose moulée
- Taille unique
- Biodégradable

Attributs du produit :

