

## BOITE A DENTIER Ref. BAD9230 / BAD9240

<b>Description générale</b>	Boîte à dentier en plastique avec couvercle attachant.	
<b>Pièces jointes</b>	Oui	Documentation
<b>Référence, lot</b>	Non	
<b>Dispositif raccordé</b>	Non	
<b>Dispositif à usage unique</b>	Non	
<b>Dispositif stérile</b>	Non	
<b>Autoclavable</b>	Oui	Jusqu'à 134°C
<b>Nettoyage</b>	Oui	
<b>Substance impropre</b>	Produit attaquant le PP	
<b>Pièces constitutives</b>	Non	
<b>Matières</b>	Polypropylène	
<b>Contient du latex</b>	Non	
<b>Standard fabrication</b>	S.O.	
<b>Emballage</b>	Oui	Sachet de 10 unités
<b>Etiquetage</b>	Oui	Nom, référence, Nombre de pièces
<b>Stockage particulier</b>	Oui	Sec et propre
<b>Marquage sur le DM</b>	Non	
<b>Référence</b>	BAD9230	BAD9240
<b>Couleur</b>	Blanc	Bleu ciel
<b>Désignation</b>	Couvercle attachant	
<b>Dimensions en mm</b>	100 x 85 x hauteur 55 mm	
<b>Poids net en gr</b>	38	
<b>Contenance en ml</b>	250	
<b>Utilisation</b>	Dispositif permettant de stocker les dentiers.	
<b>Mode d'emploi</b>		
<b>Précautions d'emploi</b>	Bien fermer le couvercle après utilisation.	
<b>Recyclage / Récupération</b>	Oui / Dans les bacs de déchets ménagers si nettoyé et désinfecté avant.	
<b>DEEE/REACH</b>	Non / Oui	
<b>Données de sécurité</b>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	
<b>PVC / phtalates</b>	Non / Non	