

Dénomination	Change anatomique respirant
Taille	Extra Extra Extra Large
Référence	61391
Code EAN/ACL	7322540925777 / 6086757
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	170.58 g
Dimension produit (+/- 7%)	1125 x 830 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	785,2 x 340 mm
Tour de taille du patient	175 à 244cm

Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	3135 ml
Vitesse d'acquisition (s)	8 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	8
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	24
	Compactage	Oui
	Poids du carton	6,1397 kg
	Volume carton m3	0,04719
	Volume m3 / 100 pièces	0,1475
	Site de production	Drummonville (CANADA)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Intraversable, souple, silencieux et résistant	
	Couleur	Blanc avec deux bandes vertes en pointillés
Composition	Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit	
	Polyéthylène et Polypropylène	
Technologie ConfioAir™		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	
	Composition	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Poids	Non tissé
		15 g/m²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	131 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	108,95 g
SAP		
Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas	
Poids	22,32 g	

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	
	Composition des élastiques	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
		Polyester-Polyuréthane
ATTACHES ADHESIVES LARGES		Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient et à sa taille
Confort et Sécurité	<p>MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois</p> <p>RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané</p> <p>TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit</p> <p>BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale</p>

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.