

# FICHE TECHNIQUE

## iD Slip XS Super

5630075140-01 (40-70cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale  
Largeur totale  
Longueur tampon  
Largeur tampon (av/ar)  
Pliage

### CIBLE

620 mm  
410 mm  
510 mm  
200/ 250 mm  
3

### TOLERANCE

+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm  
+/- 20 mm

### POIDS (g)

Poids total

### CIBLE

59,5 g

### TOLERANCE

+/- 5%

### COMPOSITION

Corps absorbant	100% fibres cellulosiques blanches
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE zone imprimé vert
Barrières anti-fuites	polypropylène hydrophobe
Elastiques barrière anti-fuites	2x1 fils
Elastiques entrejambe	2x3 fils
Attaches de fermeture	4 attaches COMBI-Flex wave
Super absorbant	polyacrylate de sodium (limiteur d'odeur)
Témoin d'humidité	1 trait de colle + encre
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Ceinture élastique	complexe PP élastique transparent
Fabriqué en Europe	

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

1550 ml

### TOLERANCE

+/- 10 %

### CONDITIONNEMENT

Sachet	14 changes
Carton	12 sachets
Palette	18 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

