

Table de massage pliante Relax II

Codes produits :

Référence 21386BL



caractéristiques du produit :

Domaines: Kinésithérapie
Domaines: Ostéopathie
Domaines: Examen
Domaines: Reiki
Nbre de plans: 2 plans
Repose-bras: Oui
Pliable: Oui
Longueur: 185 cm
Largeur: 70 cm
Hauteur: 60 à 86 cm
Épaisseur: 4 cm
Poids: 14 kg
Poids supporté: 160 kg
Matière: Bois

Description brève du produit :

Table de massage pliante Relax II - robuste, confortable et facile à transporter. Idéale pour les kinés en déplacement, avec piètement en bois, revêtement en PU lavable, appuie-tête ergonomique et options Reiki inclus. Livré dans son sac de transport.

Description du produit :

Table de massage pliante Relax II - Confort et mobilité pour les professionnels

La table de massage pliante Relax II allie robustesse et praticité, idéale pour les kinésithérapeutes et praticiens en déplacement. Son piètement en bois massif garantit une stabilité optimale, renforcée par des doubles boutons de verrouillage. Son revêtement en PU doux et lavable assure un confort durable pour les patients.

Parfaitement adaptée aux besoins des professionnels, elle intègre une option Reiki pour plus d'espace aux jambes en position assise, un accoudoir frontal, deux accoudoirs latéraux, ainsi qu'un appuie-tête ergonomique avec coussin de soutien et une découpe pour le visage.

Facile à plier et à transporter dans son sac inclus, la table de massage Relax II offre une solution pratique et fiable pour les soins à domicile ou en cabinet.

Les équipements de la table de massage pliante Relax II

- Hauteur réglable.
- Piètement en bois massif.
- Rembourrage en mousse de 4 cm.
- Revêtement doux et résistant en PU.

- Doubles boutons de verrouillage des jambes.
- Découpe du visage dans la couchette et appui-tête avec coussin d'appui-tête.
- 1 accoudoir avant.
- 2 accoudoirs latéraux (34 cm de long x 10 cm de large).
- Sac de transport pour l'ensemble de la table de massage inclus.

Les caractéristiques de la table de massage pliante Relax II

- Nombre de plans : 2 plans.
- Dimensions : 185 x 70 cm.
- Hauteur : réglable de 60 à 85,6 cm (par 11 trous).
- Poids :
 - Table seule : 14 kg.
 - Avec accessoires : 15 kg.
- Poids supporté : 160 kg.
- Coloris : bleu marine.

Attributs du produit :