

ECG Tablette - Neo ECG T180 – 12 pistes

Imprimante thermique amovible

**Calcul des Paramètres et
Interprétation (Glasgow)**

**Ecran couleur 10.1
pouces, Tactile, Haute
résolution**

**Secteur / batterie
10h d'autonomie**

**Tablette avec socle
imprimante amovible**

**Communication
WIFI / USBc**

**Formats d'export :
Carewell, PDF, BMP,
HL7, DICOM, SCP**



**Export de données
via clés USBc**

**Gel du tracé – Zoom –
Mémoire tampon 130s**

**Mémoire 10 000
tracés**

**Compatible Imprimante
LASER via port USB**

**Clavier
Alphanumérique**



Caractéristiques :

- Calcul des paramètres, interprétation, analyse RR
- Ecran Tactile, LCD Couleur, 10.1 pouces haute résolution. Résolution 1024x600 pixels
- Sensibilité : Auto, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV et 40 mm/mV. Précision $\pm 5\%$
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- Paramètres de mesure : Fréquence cardiaque (bpm), Durée P (ms), Intervalle PR (ms), Durée QRS (ms), Intervalle QT/QTc (ms), Axe P/QRS/T ($^{\circ}$), Amplitude RV5/SV1 (mV), Amplitude RV5+SV1 (mV), Amplitude RV6/SV2 (mV)
- Acquisition du signal : 12 dérivation, Pré acquisition, ou simultanée
- Filtres :
 - Secteur : 50Hz, 60Hz, Off
 - EMG : 25Hz, 35Hz, 45Hz, Off
 - Anti Dérive : 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.32 Hz, 0.67 Hz
 - Passe-bas : 75Hz, 100Hz, 150Hz, 300Hz, Off
- Taux d'échantillonnage : 32000 points/s
- Fréquence de réponse : 0.01HZ-350HZ (+0.4db-3.0db)
- Lecteur de codes barres
- Batterie : rechargeable au lithium-ion, 7,4 V/ 5000mAh, 12h d'autonomie (ECG toutes les 5mn)
- Dimensions tablette : 272,6 x 181,2 x 25,8 mm. Poids complet (avec batterie) : 1,2kg.
- Dimensions socle imprimante intégrée : 274 x 288 x 111,2 mm. Dim. Brutes : L36xI24xH36cm
- Poids complet (avec batterie) : 2,5 kg. Poids brut : 6,95kgs
- Dimensions papier : liasse de 210 x 216 mm.

Garantie 2 ans

UDI

(01)06971049341604(17)331121(11)231122(10)SZ
09MO003412(21)T12023B0218E00

Code douanier : 90181910 – Origine : Chine

Stockage : -20°C/+55°C

Livré avec : Tablette, coque rigide de protection, alimentation secteur, câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales