

DERMATOSCOPES

Réf. ILU001

DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1000 PLUS



ILLUCO

Garantie 5 ans
5 ans Garantie



DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1000 PLUS

L'**IDS-1000 Plus d'Illuco** est un dermatoscope **compact et léger**. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la santé et des particuliers soucieux de surveiller leur peau, cet outil innovant allie performances optiques et portabilité. Suffisamment petit pour tenir dans votre poche ou votre sac à main, et léger au point de pouvoir être porté autour du cou toute la journée, l'IDS-1000 Plus offre une liberté de mouvement totale.

Accessible à tous, ce dermatoscope permet aux non-initiés de suivre facilement l'évolution de leur peau et d'observer personnellement les changements cutanés. Développé par les experts en optique d'ILLUCO, l'IDS-1000 Plus garantit des résultats d'une qualité remarquable, grâce à ses lentilles de haute précision et à ses sources lumineuses puissantes, idéales pour examiner **les structures et les motifs cutanés les plus fins**.

Polyvalent et performant, ce dermatoscope offre un **grossissement x10**, ainsi que la possibilité de passer de la dermatoscopie par contact à la dermoscopie sans contact, avec lumière polarisée ou non polarisée. Le changement de mode se fait manuellement en tournant simplement le cône, offrant une flexibilité d'utilisation inégalée. Compatible avec les smartphones, appareils photo sans miroir et compacts, vos observations et clichés seront d'une netteté exceptionnelle.

Avec son **champ de vision de 18 mm**, sa profondeur de champ de 1,5 et sa résolution de 95 LP, l'IDS-1000 Plus capture les moindres détails. Ses **8 LED blanches** puissantes éclairent parfaitement la zone à examiner, tandis que sa mise au point fixe assure une netteté constante. Alimenté par une batterie lithium jetable 6V 2CR5 offrant **8 heures d'autonomie**, ce dermatoscope allie performances et praticité.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Grossissement x10
- ◆ Dermatoscopie par contact et sans contact avec lumière polarisée/non polarisée
- ◆ Changement manuel du mode polarisé/non polarisé en tournant le cône
- ◆ Champ de vision de 18 mm
- ◆ Profondeur de champ de 1,5
- ◆ Résolution de 95 LP
- ◆ 8 LED blanches puissantes
- ◆ Batterie lithium jetable 6V 2CR5 (8h d'autonomie)
- ◆ Compatible smartphones, appareils photo sans miroir (Canon, Sony, Nikon) et compacts
- ◆ Trois types de cônes : ouvert, avec plaque de contact, avec plaque de contact graduée

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : grossissement x10 ◆ Humidité (fonc.) : 30-75 % HR
- ◆ Dimensions (cm) : 5,1 x 11,2 x 2,3
- ◆ Poids : 110 g
- ◆ Température (fonc.): 10°C - 35°C
- ◆ Pression : 86 ~ 106 kPa
- ◆ Protection eau et poussière : N/A
- ◆ Alimentation : Batterie lithium
- ◆ Certifications : MDR 2017/745
- ◆ Organisme notifié : /

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Dermatoscope Illuco IDS 1000 Plus

Destination : Observation de la peau dans le cadre de consultations dermatologiques

Fabricant : Illuco

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Mise à jour de cette fiche : 17/06/2024

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France