

RESPIRATOIRE

Réf. RES011

SERINGUE PRÉCISION 3 LITRES



Vitalograph®





Réf. RES011

Seringue de précision 3 Litres

La **seringue de précision Vitalograph** permet de réaliser des contrôles rapides et fiables, tout en garantissant une grande précision.

La seringue de précision de 3 litres peut être utilisée avec des systèmes de capteurs de débit ou de volume et est compatible avec l'équipement de tous les fabricants.

Chaque seringue possède un numéro de série unique et un fichier historique dont la précision est certifiée supérieure à 0,5 %.

Pour les spiromètres mesurant le débit, les directives ATS/ERS 2019 Technical Standards of Spirometry recommandent une **vérification quotidienne de l'étalonnage à l'aide d'une seringue de 3 litres** munie d'un filtre.

La seringue de précision de 3 litres est recommandée pour tous les spiromètres, conformément à la norme ISO 26782:2009.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Seringue de précision
- ◆ 3 Litres
- ◆ Précision certifiée supérieure à 0,5%
- ◆ Recommandée pour tous les spiromètres

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ◆ Plages de mesure : XX | ◆ Humidité : 10-95% | ◆ Alimentation : XX |
| ◆ Dimensions : 50 x 17 x 12,5 | ◆ Pression : / | ◆ Certifications : XX |
| ◆ Poids : 2,5 kg | ◆ Protection eau et poussière : / | ◆ Organisme notifié : XX |
| ◆ Température (fonct): / | | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Seringue de précision 3L

Destination : Contrôler la précision des spiromètres

Fabricant : Vitalograph

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Mise à jour de cette fiche : 12/11/24

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. (+33) 4 93 72 53 54 / F. +33) 4 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village - Bat E

06670 Castagniers-France