



## Comresse hydrogel BURNSHIELD - 20x20 cm

Code : 307004

Type : product

Attribute set : Hydrogel

### Général

#### Général

Désignation	Comresse hydrogel BURNSHIELD - 20x20 cm
Description	<p>Plusieurs dimensions selon s'il s'agit d'un doigt, d'une main ou pied, ou du visage.</p> <p>Hydrogel composé de 96% d'eau gélifiée et de 4% de Mèlaleuca (arbre à thé), extrait végétal reconnu pour ses vertus thérapeutiques sur les brûlures et les coupures.</p> <p>Protège les terminaisons nerveuses cutanées.</p> <p>Limite l'évolution de la brûlure en surface et en profondeur.</p> <p>Minimise les risques traumatiques, d'œdèmes et de séquelles.</p> <p>Limite le risque d'hypothermie sur les grands brûlés.</p> <p>Refroidissement immédiat de la zone brûlée.</p> <p>Maintient une hydratation durable.</p> <p>Ne coule pas : l'hydrogel reste plus longtemps sur la brûlure, pour une efficacité longue durée.</p> <p>Antibactérien naturel, non toxique, non irritant, sans danger pour l'utilisation sur les enfants.</p>

### Général > Informations produits

#### Dimensions

Poids du produit (kg)	0.15
-----------------------	------

#### Détails produits

Stérile	Non stérile
Matière	Hydrogel : 4% Mèlaleuca et gélifiant, 96% d'eau purifiée. Comresse : Polyuréthane. Emballage en aluminium multicouches.

#### Vie du produit

Garantie constructeur (mois)	1
------------------------------	---

### Général > Règlementation

#### Règlementation

Dispositif médical ou EPI	Dispositif médical de Classe 2b
---------------------------	---------------------------------

---

Date de validité certificat	2028-12-31 00:00:00
--------------------------------	---------------------

---

## Caractéristiques techniques > Spécificités produits

### Spécificités produits

---

Caractéristiques Produit	Taux de stabilité -15°C +95°C
-----------------------------	-------------------------------

---

## Logistique > Stockage

### Informations de stockage

---

Poids du colis (kg)	0.146
Hauteur du colis (cm)	2
Largeur du colis (cm)	20
Longueur du colis (cm)	23

---

## Logistique > Informations commerciales

### Informations commerciales

---

Nomenclature douanière	3005909900
Pays d'origine	Afrique du Sud
Code EAN	1,60076E+13

---