

## RESPIRATOIRE

Réf. RES019

## SPIROMÈTRE VITALOGRAPH ALPHA 6000



**Vitalograph®**

Garantie 5 ans  
**5**  
Garantie 5 ans



Réf. RES019



## Spiromètre Vitalograph Alpha 6000

Le **Vitalograph Alpha 6000** est un spiromètre de bureau de nouvelle génération qui redéfinit les standards de la spirométrie moderne. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé, cet appareil allie technologie avancée, précision inégalée et facilité d'utilisation. Doté d'un **écran tactile** intuitif, l'Alpha 6000 permet une navigation fluide à travers les différentes options de test. Il est entièrement conforme aux directives ATS/ERS 2019, garantissant que chaque test respecte les normes les plus strictes en matière de diagnostic des fonctions pulmonaires.

Au cœur de l'appareil se trouve un pneumotachographe de type Fleisch, reconnu pour sa fiabilité et sa précision dans la mesure du débit d'air. Cette technologie assure des résultats cohérents et reproductibles, essentiels pour un suivi médical efficace. L'Alpha 6000 propose **une gamme complète de tests**, incluant la capacité vitale (VC), la capacité vitale forcée (FVC) et l'évaluation de la réactivité aux bronchodilatateurs. Son système d'évaluation de la qualité des tests et ses invites en direct guident les utilisateurs tout au long du processus, optimisant ainsi la qualité des résultats.

La **connectivité avancée** de l'appareil, via Vitalograph Connect, permet une intégration fluide avec les dossiers médicaux électroniques.

Les rapports peuvent être générés rapidement grâce à l'**imprimante thermique intégrée** ou via le logiciel Vitalograph Device Studio. Un atout majeur de l'Alpha 6000 est son faible coût de fonctionnement. Contrairement à d'autres dispositifs, il ne nécessite ni capteurs ni turbines jetables, contribuant ainsi à une gestion économique des ressources en milieu médical.

**La garantie est valable 5 ans si le dispositif est enregistré auprès de Vitalograph dans les 30 jours suivant l'achat.**

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Écran tactile
- ◆ Technologie de mesure Fleisch
- ◆ Conformité aux directives de spirométrie ATS/ERS 2019
- ◆ Tests de spirométrie complets et tests de réactivité aux bronchodilatateurs
- ◆ Système d'évaluation de la qualité des tests avec invites en direct
- ◆ Imprimante thermique intégrée à chargement rapide
- ◆ Faibles coûts de fonctionnement
- ◆ Batterie rechargeable intégrée
- ◆ Interprétation automatique selon les normes ATS/ERS et GOLD.
- ◆ Évaluation rapide des résultats à l'aide des équations prédictives GLI

### DONNÉES TECHNIQUES

- |  |                                   |                          |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| ◆ Plages de mesure : XX                | ◆ Humidité (fonct) : 30-75 %      | ◆ Alimentation : XX      |
| ◆ Dimensions : 20,4 cm(L) x 25,3 cm(l) | ◆ Pression (fonct) : 85-106 kPa   | ◆ Certifications : XX    |
| ◆ Poids : 1,5 kg                       | ◆ Protection eau et poussière : / | ◆ Organisme notifié : XX |
| ◆ Température (fonct): 17-37°C         |                                   |                          |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Spiromètre Vitalograph Alpha 6000

Destination : Mesure des volumes et débits respiratoires d'un patient afin d'évaluer sa fonction pulmonaire

Fabricant : Vitalograph

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Mise à jour de cette fiche : 13/11/24

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. (+33) 4 93 72 53 54 / F. +33) 4 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village - Bat E

06670 Castagniers-France