

	Marque :	Leukoplast®
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2019 en France (Covermed® jusqu'en 2015 & Leukoplast® soft de 2015 à 2019)
	Code CLADIMED :	F51CA02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	44990
	Version :	F
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif constitué d'un support extensible en non tissé enduit d'une masse adhésive acrylique, d'une compresse médiane et d'un papier protecteur.

Caractéristiques

- Haute tolérance cutanée,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui réduit le risque de macération,
- Doux,
- Conformable,
- Extensible,
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente à la plaie,
- Retrait aisé et indolore,
- Pansement sans latex, sans phtalates.

Composition

Support : Non tissé, polyester extensible.

Masse adhésive : Acrylique.

Compresse : Non tissé blanc en viscose, polypropylène et polyéthylène, recouverte d'un film en polyéthylène.

Matières premières

Effectués par le fabricant.

Produits finis

Aspect, couleur du support, poids, force d'adhésivité sur acier, biocharge.

Conditionnement / Stérilisation

Bande à découper ou boîte de pansements prédécoupés. Produit livré non stérile.

Références
Bandes à découper

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809658668	76450-00	5 m x 4 cm	1	28	
4042809658682	76450-01	5 m x 6 cm	1	20	
4042809658705	76450-02	5 m x 8 cm	1	16	

Bandes prédécoupées (Boîte de 10 bandes de 10 cm)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809658958	76450-08	10 cm x 6 cm	1	10	
4042809653359	76450-11	10 cm x 8 cm	1	10	

Bandes prédécoupées (Boîte de 5 bandes de 10 cm)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809658804	76450-05	10 cm x 4 cm	1	10	
4042809658835	76450-06	10 cm x 6 cm	1	10	
4042809657050	76450-09	10 cm x 8 cm	1	10	

Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 30 pansements)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809659177	76450-21	Assortiment*	1	10	

* Assortiment :

- 8 pansements standards 7,2 cm x 3,8 cm,
- 12 pansements standards 7,2 cm x 1,9 cm,
- 6 pansements pour ampoules \varnothing 2,2 cm,
- 4 patchs 3,8 cm x 3,8 cm.

Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 1000 pansements)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809663440	76450-23	3,8 cm x 3,8 cm	1	8	
4042809663471	76450-24	7,2 cm x 1,9 cm	1	8	
4042809663501	76450-25	7,2 cm x 3,8 cm	1	8	

Pansements prédécoupés et non emballés (Boîte de 500 pansements)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809663532	76450-26	1,9 cm x 4 cm	1	20	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS
Indications

Soins des plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions, à la suite d'une prise de sang ou une vaccination).

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485