



R05

La confianza que necesitas

El andador R05 te aporta la confianza que necesitas para llevar un estilo de vida activo e independiente. Su estético y funcional diseño, inspirado en los carros de la compra convencionales, reforzarán tu seguridad para moverte sin complejos. Incorpora una bolsa de gran capacidad y una cesta posterior para llevar la compra cómodamente. La bolsa se convierte en un asiento amplio y confortable que queda totalmente oculto cuando se pliega.

The confidence you need

The R05 walker provides the confidence you need to lead an active, independent lifestyle. Its aesthetic and functional design, inspired by conventional shopping carts, will boost your self-confidence to get out and move about freely in your day-to-day life. It comes with a large bag and a rear basket so you can easily carry your shopping. The bag turns into a large, comfortable seat that is totally concealed when folded.

La sicurezza di cui hai bisogno

Il deambulatore R05 offre la sicurezza di cui hai bisogno per condurre uno stile di vita attivo e indipendente. Il suo design estetico e funzionale, ispirato ai tradizionali carrelli della spesa, aumenterà la tua fiducia in te stesso per uscire e muoverti liberamente nella vita di tutti i giorni. Viene fornito con una borsa capiente e un cestino posteriore per trasportare facilmente la spesa. La borsa si trasforma in un'ampia e comoda seduta, completamente nascosta quando ripiegata.

La confiance vous avez besoin

Le déambulateur R05 vous apporte la confiance dont vous avez besoin pour mener une vie active et indépendante. Son design esthétique et fonctionnel, inspiré des chariots de courses conventionnels, renforcera votre sécurité pour sortir et vous déplacer sans complexe au quotidien. Il intègre un sac de grande capacité et un panier arrière pour transporter vos courses facilement. Le sac se transforme en un siège large et confortable qui se cache complètement lorsqu'il est plié.

A confiança que você precisa

O andador R05 proporciona a confiança que você precisa para levar um estilo de vida ativo e independente. Seu design estético e funcional, inspirado nos carrinhos de compras convencionais, reforçará sua segurança para sair e se movimentar sem complexos em seu dia a dia. Ele incorpora uma bolsa de grande capacidade e uma cesta posterior para transportar compras confortavelmente. A bolsa se converte em um assento amplo e confortável que fica totalmente oculto quando dobrado.



Das Vertrauen, das Sie brauchen

Der Gehwagen R05 gibt Ihnen das Vertrauen, das Sie benötigen, um ein aktives und unabhängiges Leben zu führen. Sein ästhetisches und funktionales Design, das von herkömmlichen Einkaufswagen inspiriert ist, wird Ihre Sicherheit verstärken, damit Sie sich ohne Komplexe im Alltag bewegen können. Er verfügt über eine geräumige Tasche und einen hinteren Korb, um Ihre Einkäufe bequem zu transportieren. Die Tasche verwandelt sich in einen breiten und bequemen Sitz, der beim Zusammenklappen vollständig versteckt bleibt.

R05



E0014976 (EAN010C) (SP)



Bolsa impermeable
Waterproof bag holding
Sacco impermeabile da
Sac imperméable
Bolsa impermeável
Wasserdichte Tasche
40 l - 15 kg



Plegado compacto
Folds compactly
Si ripiega in modo compatto
Pliage compact
Dobragem compacta
Kompaktes Falten



Cesta
Basket
Cesto
Panier
Cesta
Korb
10 l - 3 kg



360°

Bloqueo de ruedas frontales
Front wheel lock
Blocco ruota anteriore
Blocage de la roue avant
Bloqueio da roda dianteira
Vorderradsperre
90° - 180° - 360°



Reflectantes de seguridad
Safety reflectors
Riflettori di sicurezza
Réflecteurs de sécurité
Refletores de segurança
Sicherheitsreflektoren



Subebordillos
Curb climber
Scalatore di cordoli
Grimpeur de trottoir
Sobe meio-fio
Bordsteinkletterer



Manillar de frenado regulable en altura
Height-adjustable handle
Maniglione regolabile in altezza
Poignée réglable en hauteur
Manipulo regulável em altura
Höhenverstellbarer Griff
(89 cm - 100 cm)



Freno de mano de 3 posiciones de uso: libre, bloqueo y bloqueo con seguro
Hand brake with 3 positions: free, locked and safety locked
Freno a mano a 3 posizioni: libero, bloccato e di sicurezza
Frein à main avec 3 positions d'utilisation: libre, verrouillage et verrouillage avec sécurité
Freio de mão com 3 posições de uso: livre, bloqueado e bloqueado com segurança
Handbremse mit 3 Verwendungspositionen: frei, verriegelt und verriegelt mit Sicherung



Estructura de Aluminio
Aluminium structure
Struttura in alluminio
Structure en aluminium
Estrutura de alumínio
Aluminiumstruktur



Asiento ancho con tapizado impermeable
Wide, seat with waterproof upholstery
Sedile ampio con imbottitura impermeabile
Siège confortable avec un revêtement imperméable
Assento largo com estofado impermeável
Breiter Sitz mit wasserdichtem Bezug



Totalmente desenfundable y lavable a máquina
Fully removable cover and machine washable
Rivestimento completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
Housse entièrement déhoussable et lavable en machine
Tampa totalmente removível e lavável na máquina
Vollständig abnehmbarer Bezug und maschinenwaschbar



Neumáticos de PU (poliuretano)
Sturdy PU (polyurethane) wheels
Robuste ruote in PU (poliuretano)
Pneus en PU (polyuréthane)
Pneus de PU (poliuretano)
PU (Polyurethan) Reifen



R05

Colores | Colors | Colori | Couleurs | Cores | Farben



12

80115 287



80115 728



13