

Ref.: 80119

/ Código Sanitario (España): E0017534 (EAN010C)

/ LPP Code (France): 6223534



Carga máxima 136 kg
Maximum load 136 kg
Charge maximale de 136 kg



W05 te proporciona la comodidad y seguridad que necesitas para moverte a diario con mayor autonomía. Gracias a su sistema de freno por presión, puedes detener el caminador de manera fácil y segura con solo presionarlo. Además, su asiento acolchado con respaldo te permitirá descansar estés donde estés. Equipado con una amplia cesta inferior y la bolsa portaobjetos bajo el asiento para llevar tus compras o pertenencias personales sin esfuerzo. Su plegado compacto facilita tanto el transporte como el almacenaje, haciendo del W5 una opción ideal para tu movilidad diaria.

The W05 provides you with the comfort and safety you need to move around daily with greater autonomy. Thanks to its pressure brake system, you can stop the walker easily and safely by simply pressing it. Additionally, its padded seat with backrest allows you to rest wherever you are. Equipped with a spacious bottom basket and a storage bag under the seat, you can carry your groceries or personal belongings effortlessly. Its compact folding makes both transport and storage easy, making the W5 an ideal option for your daily mobility.

Le W05 vous offre le confort et la sécurité dont vous avez besoin pour vous déplacer au quotidien avec plus d'autonomie. Grâce à son système de freinage par pression, vous pouvez arrêter le déambulateur facilement et en toute sécurité en le pressant simplement. De plus, son siège rembourré avec dossier vous permet de vous reposer où que vous soyez. Équipé d'un grand panier inférieur et d'un sac de rangement sous le siège, vous pouvez transporter vos courses ou effets personnels sans effort. Son pliage compact facilite à la fois le transport et le rangement, faisant du W5 une option idéale pour votre mobilité quotidienne.

Der W05 bietet Ihnen den Komfort und die Sicherheit, die Sie benötigen, um sich täglich mit größerer Autonomie zu bewegen. Dank seines Druckbremssystems können Sie den Gehwagen einfach und sicher durch einfaches Drücken anhalten. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der gepolsterte Sitz mit Rückenlehne, sich überall auszuweichen. Ausgestattet mit einem geräumigen unteren Korb und einer Aufbewahrungstasche unter dem Sitz, können Sie Ihre Einkäufe oder persönlichen Gegenstände mühelos transportieren. Durch seine kompakte Faltbarkeit wird sowohl der Transport als auch die Lagerung erleichtert, was den W5 zu einer idealen Option für Ihre tägliche Mobilität macht.



Especificaciones Specifications

Medidas - Ancho, Largo, Alto Outer dimensions - Width, Long, Height	68 x 55 x 90 ~ 97 cm
Medidas plegado - Ancho, Largo, Alto Folding measures - Width, Long, Height	62,5 x 27 x 85 cm
Peso Weight	6,8 Kg
Max. Peso usuario Max. user weight	136 Kg
Homologación Standards	ISO 11199-2:2021

Medidas embalaje - Ancho, Largo, Alto Packaging measures - Width, Long, Height	1
Peso embalaje bruto Packaging gross weight	8 Kg
Medidas embalaje- Ancho, Largo, Alto Packaging measures - Width, Long, Height	62 x 56 x 17 cm
Unidades embalaje Units per package	1

Bolsa Desmontable Removable bag	✓
Medidas Bolsa Bag dimension	30 x 14 x 45 cm
Capacidad Bolsa Bag Capacity	19 L
Material del Tejido Fabric Material	Polyester
Tejido Hidrófugo Water Repellent Fabric	✓
Lavable a Máquina Machine Washable	✓
Cesta portaobjetos (desmontable) Storage basket (detachable)	✓
Peso máximos cesta Basket Max load	5 Kg

Acabado del Manillar Handlebar Finishing	Goma Rubber
Posiciones de manillar Handlebar positions	90 ~ 97 cm
Ruedas frontales Front wheels	6' (15,24 cm)
Bloqueo Ruedas frontales Front wheels lock	90° ~ 180° ~ 360°
Ruedas traseras Rear wheels	6' (15,24 cm)
Material del neumático Tyre material	ER ER
Freno por presión Pressure brake	✓
Reflectantes de seguridad Safety reflective	✓

Soporte para muleta Crutch holder	Accesorio Accessory
Posavasos Cup holder	Accesorio Accessory



Ref.: 80119
287 Grey



Ref.: 80119
728 Cranberry



Ref.: 80119
777 Misty Blue Textured



Ref.: 80119
778 Forest Textured