

Ref.: 80112

/ Código Sanitario (España): E0014982

/ LPP Code (France): 6223534



Carga máxima 136 kg

Maximum load 136 kg

Poids maximum 136 kg



El descanso que mereces

Si sufres dificultades para caminar y necesitas sentarte con frecuencia, Care Lux será tu gran aliado para salir a diario con total tranquilidad. Estés donde estés, su asiento XL con respaldo acolchado y amplio reposabrazos, te proporciona el descanso que mereces para que puedas alargar el trayecto sin preocuparte.

Además, el interior ofrece gran capacidad de carga para transportar la compra cómodamente.

The break you deserve

If it's difficult for you to walk and often need to sit, Care Lux will be your best bet to go out every day with complete peace of mind. No matter where you are, its XL seat with a cushioned back and wide armrests will give you the break you deserve so you can keep going without worries. Plus, it has a large carrying capacity inside so you can easily carry your shopping.

Le repos que tu mérites

Si vous avez des difficultés à marcher et que vous avez besoin de vous asseoir fréquemment, Care Lux sera votre grand allié pour sortir quotidiennement en toute tranquillité. Où que vous soyez, son siège XL avec dossier rembourré et larges accoudoirs vous offre le repos que vous méritez pour prolonger votre trajet sans soucis. De plus, l'intérieur offre une grande capacité de charge pour transporter facilement vos courses.



Especificaciones Specifications

Colores <i>Colours</i>	287 gris <i>287 grey</i>
Medidas - Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Outer dimensions - Width, Long, Height [cm]</i>	55 x 72 x 88 - 100 cm
Peso [Kg] <i>Weight [Kg]</i>	8,7 kg
Carga máxima [Kg] <i>Maximum load [Kg]</i>	136 kg
Medidas plegado Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Folding measures - Width, Long, Height [cm]</i>	55 x 30 x 87 cm
Medidas embalaje Ancho, Largo, Alto [cm] <i>Packaging measures - Width, Long, Height [cm]</i>	60 x 24 x 88 cm
Peso embalaje bruto [Kg] <i>Packaging gross weight [Kg]</i>	10,30 kg
Unidades embalaje <i>Units per package</i>	1
Lavable a Máquina <i>Machine Washable</i>	✓
Tejido <i>Fabric Material</i>	Poliéster <i>Polyester</i>
Acabado de la empuñadura <i>Grip Finishing</i>	Empuñadura de goma <i>Rubber grip</i>
Posiciones de la empuñadura <i>Grip positions</i>	4
Material estructura <i>Frame material</i>	Aluminio <i>Aluminum</i>
Ruedas frontales <i>Front wheels</i>	8' / 20 cm
Ruedas traseras <i>Rare wheels</i>	7' / 18 cm
Material del neumático <i>Tyre material</i>	Goma de poliuretano <i>Polyurethane Rubber</i>
Freno de mano <i>Handbrake</i>	✓



Ref.: 80112 287