

DESCRIPTION PRODUIT

Désignation

Couche droite traversable

Taille

Taille unique

Référence

16010010

Code EAN-13

3 770 003 083 580

Capacité d'absorption (ml)* **

620

Couleur PE

Blanc

Dimension totale (cm)**

11 x 35



* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

** Tolérance +/- 10%

PACKAGING

Nb d'unités / sachet

28

Nb de sachets / carton

8

Nb d'unités / carton

224

Dimensions UVC (mm)

160 x 260 x 110

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions carton (mm)

432 x 332 x 342

Poids du carton (kg)

6

Nb de cartons / palette

42

Hauteur de palette (m)

2,544

Dimension palette (cm)

80 x 120

Compactage

Non

Site de Production

ROUVROY (62) - France

COMPOSITION

Voile interne

Doux et hypoallergénique

Origine France et Italie

100% Non-Tissé fibre de polypropylène Spunbonded

Coussin, tampon ou matelas

Tampon fluff

Origine USA

Fibres de cellulose non traitées

Voile externe

Non tissé traversable

Origine France/Italie

100% Fibre de polypropylène Spunbonded hydrophile