

Slips de maintien pour protections anatomiques amd Disposable Fix



Slips filet jetables

TAILLE >>>		Small	Medium	Large	X Large	XX Large	XXX Large
PRODUIT	Tour de hanches (cm)	60 - 100	70 - 110	80 - 130	90 - 140	100 - 150	110 - 165
	Couleur du liseré	Jaune	Bleu	Marron	Vert	Violet	Bleu foncé
	Référence article	28016000	28026000	28036000	28046000	28056000	28066000
	Poids / Pièce (gr) +/- 5%	9,5	11,1	12,3	14	15,1	16,2
PACKAGING	Unités / Sachet	25	25	25	25	25	25
	Sachets / Carton	4	4	4	4	4	4
	Unités / Carton	100	100	100	100	100	100
	Poids / Carton (gr) +/- 5%	750	880	1040	1180	1332	1602
PALETTE	Cartons / Palette	126	126	96	72	72	45
	Hauteur palette (cm)	227	227	228	202	202	208
	Dimensions palette (cm)	80 x 120	80 x 120	80 x 120	80 x 120	80 x 120	80 x 120



COMPOSITION

87 % polyester et 13 % élasthanne

Ne contient pas de latex

Jetable après usage

Origine : Slovaquie