

DESCRIPTION PRODUIT

Désignation	Protection anatomique Unisexe
Taille	Taille unique
Référence	15000110
Code EAN-13	3 770 003 083 634
Capacité d'absorption (ml)* **	1050
Repère d'absorption	
Couleur PE	Blanc
Dimension totale (cm)**	42 x 22-17
Durée usuelle d'utilisation	Jusqu'à 2 heures

* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

** Tolérance +/- 5%



PACKAGING

Nb d'unités / sachet	12
Nb de sachets / carton	12
Nb d'unités / carton	144
Dimensions UVC (mm)	220 x 160 x 195

DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions carton (mm)	598 x 398 x 312
Poids du carton (kg)	7
Nb de cartons / palette	28
Hauteur de palette (m)	2,32
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

COMPOSITION

Voile interne	Respirant et protecteur :
Origine France et Italie	100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded
Coussin, tampon ou matelas	Concentration des liquides au cœur du tampon :
Origine USA	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose)
Origine France	- SAP Polymère Super Absorbant
Origine Italie	(microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium)
	- Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de polyester Highloft
	(assure la garde au sec)
Voile externe	Sensation coton, doux et discret :
Origine France et Italie	100% Polyéthylène intraversable
	recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES

Barrières anti-fuites	Barrières intégrales en non-tissé hydrophobe de chaque côté de la protection pour une utilisation en toute confiance
Fronces à l'entrejambe	Fils de Lycra® soudés à l'ultrason sur les barrières anti-fuites et sur le non-tissé à l'entrejambe - Origine Allemagne
Bande adhésive	Une bande adhésive assure l'excellent maintien de la protection tout au long de la journée - Origine Italie



amd Form

Protection anatomique

Assure une absorption optimale pour les cas d'incontinence moyenne à importante



Voile doux sensation coton
Léger et silencieux



Forme anatomique adaptée à tous
Pour une bonne tenue, il est conseillé d'utiliser un slip de maintien AMD cotton fix ou disposable fix *

Super absorbant disposé au centre du tampon pour retenir odeurs et bactéries



Témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine, repères de taille et d'absorption faciles avec code couleur et symboles



Absorption rapide et totale grâce à son tampon multi-couches



Barrières anti-fuites intégrales pour une sécurité maximale

Certifications

* sauf Form anatomic Light



Testé dermatologiquement



Soudures ultra-son (pas de colle en contact avec la peau)



Matières premières non irritantes, haute tolérance cutanée pour les peaux les plus sensibles

Sans latex



Certifié ISO 14001, ISO 9001 et PEFC

Un système de management dédié aux enjeux du développement durable

Des matières premières ECO-RESPONSABLES recyclées, choisies pour leur performance technologique au service de nos produits



ISO 9001
ISO 14001



- Emballage avec poignée de transport
- Ouverture prédécoupée sur le côté
- Emballage recyclable
- Tailles et absorptions (gouttes et couleurs) visibles sur toutes les faces



Gamme complète

light	○○○○○
mini	●●●●●
normal	●●●●●
extra	●●●●●
super	●●●●●
maxi	●●●●●
maxi +	●●●●●+