


DESCRIPTION PRODUIT

Désignation	Protection anatomique masculine
Taille	Taille unique
Référence	17104010
Code EAN-13	3401060004675
Capacité d'absorption (ml)* **	510 ml
Repère d'absorption	
Couleur PE	Blanc
Dimension totale (cm)**	21 x 27



* Méthode Rothwell (ISO 11948-1)

** Tolérance +/- 10%

PACKAGING

Nb d'unités / sachet	20
Nb de sachets / carton	6
Nb d'unités / carton	120
Dimensions UVC (mm)	165 x 145 x 250

DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions carton (mm)	395 x 268 x 281
Poids du carton (kg)	3,23
Nb de cartons / palette	63
Hauteur de palette (m)	2,12
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

COMPOSITION

Voile interne	Respirant et protecteur : 100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded
Coussin, tampon ou matelas	Concentration des liquides au cœur du tampon : - Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) - SAP Polymère Super Absorbant (microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium) - Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de polyester High Loft (assure la garde au sec)
Voile externe	Sensation coton, doux et discret : 100% Polyéthylène intraversable recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES

Forme anatomique	Coquille adaptée à la morphologie masculine
Barrières anti-fuites	Barrières en non-tissé hydrophobe de chaque côté de la protection pour une utilisation en toute confiance
Bande adhésive	Une bande adhésive assure l'excellent maintien de la protection tout au long de la journée
Pochettes individuelles	Protection enveloppée dans une pochette