

| DESCRIPTION PRODUIT | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation | Protection anatomique féminine |
| Taille | Taille unique |
| Référence | 17005000 |
| Code EAN-13 | 3401060004651 |
| Capacité d'absorption (ml)* | 800 |
| Repère d'absorption | ◆◆◆◆ |
| Couleur PE | Blanc |
| Pochettes individuelles > oui / non | Oui |
| Dimension totale (cm)** | 38,5 x 14,1 |



*ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

** Tolérance +/- 5%

| PACKAGING | |
|------------------------|-----------------|
| Nb d'unités / sachet | 16 |
| Nb de sachets / carton | 12 |
| Nb d'unités / carton | 192 |
| Dimensions UVC (mm) | 150 x 130 x 250 |

| DONNEES LOGISTIQUES | |
|-------------------------|-----------------------|
| Dimensions carton (mm) | 592 x 392 x 275 |
| Poids du carton (kg) | 7,29 |
| Nb de cartons / palette | 32 |
| Hauteur de palette (m) | 2,3 |
| Dimension palette (cm) | 80 x 120 |
| Compactage | Non |
| Site de Production | ROUVROY (62) - France |

| COMPOSITION | |
|-----------------------------------|--|
| Voile interne | Ultra doux, respirant et protecteur : |
| Origine France et Italie | 100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded |
| Coussin, tampon ou matelas | Concentration des liquides au cœur du tampon : |
| Origine USA | - Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose) |
| Origine France | - SAP Polymère Super Absorbant |
| Origine Italie | (microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium) |
| | - Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de polyester High Loft |
| | (assure la garde au sec) |
| Voile externe | Sensation coton, doux et discret : |
| Origine France et Italie | 100% Polyéthylène intraversable |
| | recouvert de non-tissé |

| CARACTERISTIQUES | |
|-------------------------------|--|
| Renforcement en mousse | Mousse extensible positionnée de chaque côté au niveau de l'entrejambe pour apporter douceur et confort intime - Origine Grande Bretagne |
| Voile interne imprimé | Voile interne non-tissé avec motifs féminins - Origine France |
| Bande adhésive | Une bande adhésive avec papier protecteur imprimé vintage assure l'excellent maintien de la protection tout au long de la journée - Origine Italie |
| Emballage individuel | Protection enveloppée dans une pochette pour un transport en toute discrétion - Origine Italie |