


BROSSE DE PRELEVEMENT SAMPLING BRUSH

DESCRIPTION / DESCRIPTION	La brosse de prélèvement est constituée d'une tête duveteuse en polyamide et d'un manche en acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Emballage individuel. <i>The sampling brush consists of a fluffy polyamide head and an ABS handle. Individual packaging.</i>
REGLEMENTATION / REGULATIONS	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
COMPOSITION / COMPOSITION	1 brosse de prélèvement 1 sampling brush

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / Reference	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50450	Brosse de prélèvement / Sampling brush	8 boîtes / carton. 50 pcs / Boîte 8 boxes / carton , 50 pcs / Box

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / Name and adress of manufacturer		Usage Unique / single use
	Numéro de lot du produit / Product's batch		Dispositif médical / Medical device
	Date de fabrication / Manufacturing date		XX numéro organisme notifié / CE certification xx= notified body number
	Référence produit / Reference		Craint l'humidité / Is afraid of moisture
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / Sterilizes by ethylene oxyde		Conserver à l'abri du soleil / Keep out of the sun
	Représentant européen / European Representative		Importateur / Importer
	Marchandise à manipuler avec soin / Handling with care		Date limite d'utilisation / Expiry date
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / Unique identifier of the product represented by a datamatrix		Ne pas ouvrir si endommagé / do not open if damaged
			Ne pas restériliser / Do not resterilize

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Péremption : 5 ans près la date de fabrication / 5 years after production date

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR
MEDISTOCK