

**HYSTEROMETRE
HYSTEROMETER**

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	L'hystéromètre sert à mesurer la profondeur utérine et permet la dilatation du canal cervical avant intervention (pose de stérilet etc...).
	<i>The hysteroscope is used to measure the depth of the uterus and to dilate the cervical canal before an operation (IUD insertion, etc.).</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Polyéthylène / <i>polyethylen</i>
DIMENSION <i>/ SIZE</i>	Longueur 290 mm, gradué par cm Length 290mm, graduation cm
	Disponible en trois épaisseurs 10 CH, 12 CH et 14 CH <i>Available in three strengths: 10 CH, 12 CH and 14 CH</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence <i>/ Reference</i>	Désignation / Designation	Conditionnement / Packaging
M50430	Hystéromètre 10CH <i>Hysteroscope 10CH</i>	25 pièces par boîte – 8 boîtes par carton <i>25 units per box - 8 boxes per carton</i>
M50431	Hystéromètre 12CH <i>Hysteroscope 12CH</i>	25 pièces par boîte – 8 boîtes par carton <i>25 units per box - 8 boxes per carton</i>
M50432	Hystéromètre 14CH <i>Hysteroscope 14CH</i>	25 pièces par boîte – 8 boîtes par carton <i>25 units per box - 8 boxes per carton</i>

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representant</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>

Rue du Carreau – 69960 CORBAS – France

Tel : +33 (0)4 37 90 54 44 / Fax : +33 (0)4 37 90 54 45

www.medistock.fr

			Ne pas restériliser / Do not resterilize
--	--	--	---

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ *Store in a clean, dry place, away from light.*

Péremption : 5 ans
Expiration date : 5 ans

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / *Product sterilized by ethylene oxide*

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR
MEDISTOCK